

**ELECTRODO ANALÓGICO/DIGITAL  
ANALOGUE/DIGITAL ELECTRODE**

<p><b>Uso Previsto:</b> Los electrodos de Referencia, Sodio, Cloro, Potasio, Calcio, Litio, pH, TCO<sub>2</sub> y Detector de muestra están diseñados para ser utilizados en los analizadores de electrolitos Diestro en muestras de suero, sangre entera, plasma y orina humanas.</p>		<p><b>Intended use:</b> The Reference, Sodium, Chloride, Potassium, Calcium, Lithium, pH, TCO<sub>2</sub> and Sample Detector electrodes are designed for use in Diestro electrolyte analyzers on human serum, whole blood, plasma and urine samples.</p>																																					
<p><b>Electrodos / Electrodes:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF.</th> <th>Nombre/Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EL 0001</td> <td>Electrodo de Referencia Analógico / Analogue Reference Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0001D</td> <td>Electrodo de Referencia digital / Digital Reference Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0002</td> <td>Electrodo de Sodio Analógico / Analogue Sodium Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0002D</td> <td>Electrodo de Sodio digital / Digital Sodium Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0003</td> <td>Electrodo de Potasio Analógico / Analogue Potassium Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0003D</td> <td>Electrodo de Potasio digital / Digital Potassium Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0004</td> <td>Electrodo de Cloro Analógico / Analogue Chloride Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0004D</td> <td>Electrodo de Cloro digital / Digital Chloride Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0005</td> <td>Electrodo de Calcio Analógico / Analogue Calcium Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0005D</td> <td>Electrodo de Calcio digital / Digital Calcium Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0006</td> <td>Electrodo de Litio Analógico / Analogue Lithium electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0006D</td> <td>Electrodo de Litio digital / Digital Lithium Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0007</td> <td>Electrodo Detector de Muestra Analógico / Analogue Sample Detector Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0007D</td> <td>Electrodo Detector de Muestra digital / Digital Sample Detector Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0008D</td> <td>Electrodo de pH digital / Digital pH Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0009D</td> <td>Electrodo TCO<sub>2</sub> Digital / Digital TCO<sub>2</sub> Electrode</td> </tr> <tr> <td>EL 0010D</td> <td>Kit DM para módulo TCO<sub>2</sub> / Kit DM TCO<sub>2</sub></td> </tr> </tbody> </table>				REF.	Nombre/Name	EL 0001	Electrodo de Referencia Analógico / Analogue Reference Electrode	EL 0001D	Electrodo de Referencia digital / Digital Reference Electrode	EL 0002	Electrodo de Sodio Analógico / Analogue Sodium Electrode	EL 0002D	Electrodo de Sodio digital / Digital Sodium Electrode	EL 0003	Electrodo de Potasio Analógico / Analogue Potassium Electrode	EL 0003D	Electrodo de Potasio digital / Digital Potassium Electrode	EL 0004	Electrodo de Cloro Analógico / Analogue Chloride Electrode	EL 0004D	Electrodo de Cloro digital / Digital Chloride Electrode	EL 0005	Electrodo de Calcio Analógico / Analogue Calcium Electrode	EL 0005D	Electrodo de Calcio digital / Digital Calcium Electrode	EL 0006	Electrodo de Litio Analógico / Analogue Lithium electrode	EL 0006D	Electrodo de Litio digital / Digital Lithium Electrode	EL 0007	Electrodo Detector de Muestra Analógico / Analogue Sample Detector Electrode	EL 0007D	Electrodo Detector de Muestra digital / Digital Sample Detector Electrode	EL 0008D	Electrodo de pH digital / Digital pH Electrode	EL 0009D	Electrodo TCO <sub>2</sub> Digital / Digital TCO <sub>2</sub> Electrode	EL 0010D	Kit DM para módulo TCO <sub>2</sub> / Kit DM TCO <sub>2</sub>
REF.	Nombre/Name																																						
EL 0001	Electrodo de Referencia Analógico / Analogue Reference Electrode																																						
EL 0001D	Electrodo de Referencia digital / Digital Reference Electrode																																						
EL 0002	Electrodo de Sodio Analógico / Analogue Sodium Electrode																																						
EL 0002D	Electrodo de Sodio digital / Digital Sodium Electrode																																						
EL 0003	Electrodo de Potasio Analógico / Analogue Potassium Electrode																																						
EL 0003D	Electrodo de Potasio digital / Digital Potassium Electrode																																						
EL 0004	Electrodo de Cloro Analógico / Analogue Chloride Electrode																																						
EL 0004D	Electrodo de Cloro digital / Digital Chloride Electrode																																						
EL 0005	Electrodo de Calcio Analógico / Analogue Calcium Electrode																																						
EL 0005D	Electrodo de Calcio digital / Digital Calcium Electrode																																						
EL 0006	Electrodo de Litio Analógico / Analogue Lithium electrode																																						
EL 0006D	Electrodo de Litio digital / Digital Lithium Electrode																																						
EL 0007	Electrodo Detector de Muestra Analógico / Analogue Sample Detector Electrode																																						
EL 0007D	Electrodo Detector de Muestra digital / Digital Sample Detector Electrode																																						
EL 0008D	Electrodo de pH digital / Digital pH Electrode																																						
EL 0009D	Electrodo TCO <sub>2</sub> Digital / Digital TCO <sub>2</sub> Electrode																																						
EL 0010D	Kit DM para módulo TCO <sub>2</sub> / Kit DM TCO <sub>2</sub>																																						
<p><b>Trazabilidad:</b> Solicitar información a JS Medicina Electrónica.</p>		<p><b>Traceability:</b> Request information to JS Medicina Electrónica.</p>																																					
<p><b>Usuarios previstos:</b> Bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos y cualquier otro profesional afín según regulaciones de la UE y las específicas de cada país.</p>		<p><b>Intended users:</b> Biochemists, physicians, pharmacists, biologists, laboratory technicians, medical technologists and any other related professional according to EU and country specific regulations.</p>																																					
<p><b>Conservación y manipulación:</b> Conservar el envase cerrado, sin exceder la fecha de vencimiento, entre 5 y 35°C. Usar a temperatura ambiente.</p>		<p><b>Storage and Handling:</b> Keep container closed, not to exceed expiration date, between 5 and 35°C. Use at room temperature.</p>																																					
<p><b>Instrucciones de uso:</b> 1. Desconecte la fuente de alimentación del analizador de la red eléctrica. 2. Abra el frente del analizador y el protector de electrodos para tener acceso a los electrodos, sacar el tornillo de tope de la derecha y abrir el protector de electrodos. 3. Retire la traba de electrodos desajustando el tornillo en su parte trasera. 4. Desconecte el cable del electrodo a reemplazar. 5. Desconecte los terminales de todos los electrodos a la derecha del que va a ser reemplazado, moverlos todos un poco a la derecha, los electrodos están unidos con acoples de silicona que los unen a presión. 6. Remueva el electrodo que desea reemplazar. 7. Coloque el nuevo electrodo con los acoples. 8. Coloque nuevamente la traba de electrodos. 9. Conecte el cable de electrodos nuevamente a los terminales. 10. Coloque el protector de electrodos y cierre el frente del analizador. 11. Conecte la fuente de alimentación, encienda el analizador y verifique que calibre correctamente.</p>		<p><b>Instructions for use:</b> 1. Disconnect the power supply from the mains. 2. Open the front of the analyzer and electrode cover to access the electrodes, remove the stop screw from the right, and open the electrode cover. 3. Remove the electrode lock by loosening the screw on its back. 4. Unplug the connector from the electrode to be replaced. 5. Loosen the terminal(s) of all the electrodes to the right of the one to be changed, move them all a little to the right, the electrodes are joined with silicone couplings that join them under pressure. 6. Remove the defective electrode. 7. Place the new electrode with the couplings and attach them to those that correspond. 8. Replace the electrode lock. 9. Plug the electrode connectors back to the corresponding terminals. 10. Replace the electrode cover and close the front of the analyzer. 11. Connect the power supply, turn on the analyzer and verify that calibrates correctly.</p>																																					
<p><b>Precaución:</b> Comprar repuestos originales del fabricante y vendedor autorizado.</p>		<p><b>Caution:</b> Buy original spare parts from the manufacturer and authorized seller</p>																																					
<p><b>Rangos de medición / Measurement ranges:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango / Range</th> <th>Sodio / Sodium</th> <th>Potasio / Potassium</th> <th>Cloruro / Chloride</th> <th>Calcio / Calcium</th> <th>Litio / Lithium</th> <th>pH</th> <th>TCO<sub>2</sub></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suero/Plasma/Sangre entera Serum/Whole Blood/Plasma [mmol/L]</td> <td>40.0 - 220.0</td> <td>1.00 - 30.00</td> <td>20.0 - 250.0</td> <td>0.20 - 5.00</td> <td>0.30 - 5.00</td> <td>6.80 – 7.80</td> <td>5.0 - 100.0</td> </tr> <tr> <td>Orina/ Urine [mmol/L]</td> <td>20.0 - 300.0</td> <td>2.00 – 150.00</td> <td>20.0 – 300.0</td> <td>No aplica/ Does not apply</td> <td>No aplica/ Does not apply</td> <td>No aplica/ Does not apply</td> <td>No aplica/ Does not apply</td> </tr> </tbody> </table>				Rango / Range	Sodio / Sodium	Potasio / Potassium	Cloruro / Chloride	Calcio / Calcium	Litio / Lithium	pH	TCO <sub>2</sub>	Suero/Plasma/Sangre entera Serum/Whole Blood/Plasma [mmol/L]	40.0 - 220.0	1.00 - 30.00	20.0 - 250.0	0.20 - 5.00	0.30 - 5.00	6.80 – 7.80	5.0 - 100.0	Orina/ Urine [mmol/L]	20.0 - 300.0	2.00 – 150.00	20.0 – 300.0	No aplica/ Does not apply	No aplica/ Does not apply	No aplica/ Does not apply	No aplica/ Does not apply												
Rango / Range	Sodio / Sodium	Potasio / Potassium	Cloruro / Chloride	Calcio / Calcium	Litio / Lithium	pH	TCO <sub>2</sub>																																
Suero/Plasma/Sangre entera Serum/Whole Blood/Plasma [mmol/L]	40.0 - 220.0	1.00 - 30.00	20.0 - 250.0	0.20 - 5.00	0.30 - 5.00	6.80 – 7.80	5.0 - 100.0																																
Orina/ Urine [mmol/L]	20.0 - 300.0	2.00 – 150.00	20.0 – 300.0	No aplica/ Does not apply	No aplica/ Does not apply	No aplica/ Does not apply	No aplica/ Does not apply																																
<p><b>Advertencias:</b> 1. Este producto está previsto para ser utilizado en analizadores DIESTRO. 2. El reactivo es de uso diagnóstico <i>in vitro</i>. 3. Uso profesional de laboratorio. 4. Para la instalación de TCO<sub>2</sub> comuníquese con su distribuidor o el fabricante.</p>		<p><b>Warnings:</b> 1. This product is intended for use in DIESTRO analyzers. 2. The reagent is for <i>in vitro</i> diagnostic use. 3. Professional laboratory use. 4. For TCO<sub>2</sub> installation, contact your distributor or the manufacturer.</p>																																					
<p><b>Descarte:</b> Los residuos deben disponerse de acuerdo con las regulaciones locales.</p>		<p><b>Disposal:</b> Waste must be disposed of in accordance with local regulations.</p>																																					

**ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Αναλογικό / Ψηφιακό  
ELEKTRODE Analog / Digital**

<p><b>Προοριζόμενη χρήση:</b> Τα ηλεκτρόδια αναφοράς, νατρίου, γ, καλίου, ασβεστίου, λιθίου, pH, TCO2 και ανιχνευτή δειγμάτων έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αναλυτές ηλεκτρολυτών Diestro σε δείγματα ανθρώπινου ορού, ολόκληρου του αίματος, πλάσματος και ούρων.</p>		<p><b>Tilsligtet anvendelse:</b> Reference-, natrium-, c-, kalium-, calcium-, lithium-, pH-, TCO2- og prøvedetektorelektroder er designet til brug i Diestro-elektrolytanalysatorer på humane serum-, fuldblods-, plasma- og urinprøver.</p>																																					
<p><b>Ηλεκτρόδια /:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EL 0001</td><td>Analogue Reference Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0001D</td><td>Digital Reference Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0002</td><td>Analogue Sodium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0002D</td><td>Digital Sodium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0003</td><td>Analogue Potassium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0003D</td><td>Digital Potassium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0004</td><td>Analogue Chloride Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0004D</td><td>Digital Chloride Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0005</td><td>Analogue Calcium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0005D</td><td>Digital Calcium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0006</td><td>Analogue Lithium electrode</td></tr> <tr><td>EL 0006D</td><td>Digital Lithium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0007</td><td>Analogue Sample Detector Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0007D</td><td>Digital Sample Detector Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0008D</td><td>Digital pH Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0009D</td><td>Digital TCO2 Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0010D</td><td>Kit DM TCO2</td></tr> </tbody> </table>				REF.	Name	EL 0001	Analogue Reference Electrode	EL 0001D	Digital Reference Electrode	EL 0002	Analogue Sodium Electrode	EL 0002D	Digital Sodium Electrode	EL 0003	Analogue Potassium Electrode	EL 0003D	Digital Potassium Electrode	EL 0004	Analogue Chloride Electrode	EL 0004D	Digital Chloride Electrode	EL 0005	Analogue Calcium Electrode	EL 0005D	Digital Calcium Electrode	EL 0006	Analogue Lithium electrode	EL 0006D	Digital Lithium Electrode	EL 0007	Analogue Sample Detector Electrode	EL 0007D	Digital Sample Detector Electrode	EL 0008D	Digital pH Electrode	EL 0009D	Digital TCO2 Electrode	EL 0010D	Kit DM TCO2
REF.	Name																																						
EL 0001	Analogue Reference Electrode																																						
EL 0001D	Digital Reference Electrode																																						
EL 0002	Analogue Sodium Electrode																																						
EL 0002D	Digital Sodium Electrode																																						
EL 0003	Analogue Potassium Electrode																																						
EL 0003D	Digital Potassium Electrode																																						
EL 0004	Analogue Chloride Electrode																																						
EL 0004D	Digital Chloride Electrode																																						
EL 0005	Analogue Calcium Electrode																																						
EL 0005D	Digital Calcium Electrode																																						
EL 0006	Analogue Lithium electrode																																						
EL 0006D	Digital Lithium Electrode																																						
EL 0007	Analogue Sample Detector Electrode																																						
EL 0007D	Digital Sample Detector Electrode																																						
EL 0008D	Digital pH Electrode																																						
EL 0009D	Digital TCO2 Electrode																																						
EL 0010D	Kit DM TCO2																																						
<p><b>Ιγνηλασιμότητα:</b> Ζητήστε πληροφορίες από την JS Medicina Electrónica.</p>		<p><b>Sporbarhed:</b> Anmod om oplysninger til JS Medicina Electrónica.</p>																																					
<p><b>Προοριζόμενοι χρήστες:</b> Βιοχημικοί, ιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, τεχνικοί εργαστηρίων, ιατροί τεχνολόγοι και οποιοσδήποτε άλλος σχετικός επαγγελματίας σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς της ΕΕ και της χώρας.</p>		<p><b>Tilsligtede brugere:</b> Biokemikere, læger, farmaceuter, biologer, laboranter, medicinske teknologer og enhver anden beslægtet professionel i henhold til EU- og landespecifikke regler.</p>																																					
<p><b>Αποθήκευση και χειρισμός:</b> Κρατήστε το δοχείο κλειστό, για να μην υπερβεί την ημερομηνία λήξης, μεταξύ 5 και 35°C. Χρήση σε θερμοκρασία δωματίου.</p>		<p><b>Opbevaring og håndtering:</b> Hold beholderen lukket, for ikke at overskride udløbsdatoen, mellem 5 og 35 ° C. Anvendes ved stuetemperatur.</p>																																					
<p><b>Οδηγίες χρήσης:</b> 1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο. 2. Ανοίξτε το μπροστινό μέρος του αναλυτή και του καλύμματος ηλεκτροδίων για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ηλεκτρόδια, αφαιρέστε τη βίδα διακοπής από τα δεξιά και ανοίξτε το κάλυμμα ηλεκτροδίων. 3. Αφαιρέστε την κλειδαριά ηλεκτροδίων χαλαρώνοντας τη βίδα στην πλάτη της. 4. Αποσυνδέστε το σύνδεσμο από το ηλεκτρόδιο που πρόκειται να αντικατασταθεί. 5. Χαλαρώστε τα τερματικά όλων των ηλεκτροδίων στα δεξιά αυτού που πρόκειται να αλλάξει, μετακινήστε τα όλα λίγο προς τα δεξιά, τα ηλεκτρόδια ενώνονται με συζεύξεις σιλικόνης που τους ενώνουν υπό πίεση. 6. Αφαιρέστε το ελαττωματικό ηλεκτρόδιο. 7. Τοποθετήστε το νέο ηλεκτρόδιο με τις συνδέσεις και συνδέστε τα με αυτά που αντιστοιχούν. 8. Αντικαταστήστε την κλειδαριά ηλεκτροδίων. 9. Συνδέστε τους συνδετήρες ηλεκτροδίων πίσω στους αντίστοιχους ακροδέκτες. 10. Αντικαταστήστε το κάλυμμα ηλεκτροδίων και κλείστε το μπροστινό μέρος του αναλυτή. 11. Συνδέστε την παροχή ρεύματος, ενεργοποιήστε τον αναλυτή και βεβαιωθείτε ότι βαθμονομείται σωστά.</p>		<p><b>Brugsanvisning:</b> 1. Afbryd strømforsyningen fra lysnettet. 2. Åbn forsiden af analysatoren og elektrodedækslet for at få adgang til elektroderne, fjern stopskruen fra højre, og åbn elektrodedækslet. 3. Fjern elektrodelåsen ved at løsne skruen på bagsiden. 4. Tag stikket ud af elektroden, der skal udskiftes. 5. Løsn terminalen (e) på alle elektroderne til højre for den, der skal skiftes, flyt dem alle lidt til højre, elektroderne er forbundet med silikonekoblinger, der forener dem under tryk. 6. Fjern den defekte elektrode. 7. Anbring den nye elektrode med koblingerne, og fastgør dem til dem, der svarer. 8. Udskift elektrodelåsen. 9. Sæt elektrodestikkene tilbage til de tilsvarende klemmer. 10. Udskift elektrodedækslet, og luk analysatorens forside. 11. Tilslut strømforsyningen, tænd analysatoren, og kontroller, at kalibreringerne er korrekte.</p>																																					
<p><b>Προσοχή:</b> Αγοράστε γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή και τον εξουσιοδοτημένο πωλητή</p>		<p><b>Forsigtig:</b> Køb originale reservedele fra producenten og autoriseret sælger</p>																																					
<p><b>Σειρές μετρήσεων:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ρείντζερς / rækkevidde</th> <th>Νάτριο / natrium</th> <th>Πουτάσιο/ Potassium</th> <th>Τσούρινε/ Chloride</th> <th>Ασβέστιο/ Calcium</th> <th>Λίθιο/ lithium</th> <th>pH</th> <th>TCO2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Σανγκρέ εντέρα / Plasma Ολόκληρο / Hele Boold Πλάσμα / [mmol/L]</td> <td>40.0 - 220.0</td> <td>1.00 - 30.00</td> <td>20.0 - 250.0</td> <td>0.20 - 5.00</td> <td>0.30 - 5.00</td> <td>6.80 – 7.80</td> <td>5.0 - 100.0</td> </tr> <tr> <td>Η δική σουι / yourine [mmol/L]</td> <td>20.0 - 300.0</td> <td>2.00 – 150.00</td> <td>20.0 – 300.0</td> <td>Δεν ισχύει / Gælder ikke</td> <td>Δεν ισχύει / Gælder ikke</td> <td>Δεν ισχύει/ Gælder ikke</td> <td>Δεν ισχύει / Gælder ikke</td> </tr> </tbody> </table>								Ρείντζερς / rækkevidde	Νάτριο / natrium	Πουτάσιο/ Potassium	Τσούρινε/ Chloride	Ασβέστιο/ Calcium	Λίθιο/ lithium	pH	TCO2	Σανγκρέ εντέρα / Plasma Ολόκληρο / Hele Boold Πλάσμα / [mmol/L]	40.0 - 220.0	1.00 - 30.00	20.0 - 250.0	0.20 - 5.00	0.30 - 5.00	6.80 – 7.80	5.0 - 100.0	Η δική σουι / yourine [mmol/L]	20.0 - 300.0	2.00 – 150.00	20.0 – 300.0	Δεν ισχύει / Gælder ikke	Δεν ισχύει / Gælder ikke	Δεν ισχύει/ Gælder ikke	Δεν ισχύει / Gælder ikke								
Ρείντζερς / rækkevidde	Νάτριο / natrium	Πουτάσιο/ Potassium	Τσούρινε/ Chloride	Ασβέστιο/ Calcium	Λίθιο/ lithium	pH	TCO2																																
Σανγκρέ εντέρα / Plasma Ολόκληρο / Hele Boold Πλάσμα / [mmol/L]	40.0 - 220.0	1.00 - 30.00	20.0 - 250.0	0.20 - 5.00	0.30 - 5.00	6.80 – 7.80	5.0 - 100.0																																
Η δική σουι / yourine [mmol/L]	20.0 - 300.0	2.00 – 150.00	20.0 – 300.0	Δεν ισχύει / Gælder ikke	Δεν ισχύει / Gælder ikke	Δεν ισχύει/ Gælder ikke	Δεν ισχύει / Gælder ikke																																
<p><b>Προειδοποιήσεις:</b> 1. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε αναλυτές DIESTRO. 2. Το αντιδραστήριο προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση. 3. Επαγγελματική εργαστηριακή χρήση. 4. Για την εγκατάσταση TCO2, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή τον κατασκευαστή.</p>				<p><b>Advarsler:</b> 1. Dette produkt er beregnet til brug i DIESTRO-analysatorer. 2. Reagenset er til in vitro-diagnostisk brug. 3. Professionel laboratoriebrug. 4. Kontakt din distributør eller producenten i kontakt med TCO2-installation.</p>																																			
<p><b>Διάθεση:</b> Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>				<p><b>Bortskaffelse:</b> Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.</p>																																			

ÉLECTRODE Analogique // Skaitmeninis  
ELEKTRODAS Analogous // Skaitmeninis

<p><b>Utilisation prévue :</b> Les électrodes de référence, le sodium, le chlore, le potassium, le calcium, le lithium, le pH, le TCO2 et le détecteur d'échantillons sont conçus pour être utilisés dans les analyseurs d'électrolytes droitiers dans des échantillons de sérum humain, de sang total, de plasma et d'urine.</p>		<p><b>Paskirtis:</b> Etaloniniai, natrio, c, kalio, kalcio, ličio, pH, TCO2 ir mėginių detektoriaus elektrodai skirti naudoti Diestro elektrolitų analizatoriuose žmogaus serumo, viso kraujo, plazmos ir šlapimo mėginiuose.</p>																																					
<p><b>Elektrodes / elektrodai:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EL 0001</td><td>Analogue Reference Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0001D</td><td>Digital Reference Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0002</td><td>Analogue Sodium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0002D</td><td>Digital Sodium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0003</td><td>Analogue Potassium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0003D</td><td>Digital Potassium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0004</td><td>Analogue Chloride Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0004D</td><td>Digital Chloride Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0005</td><td>Analogue Calcium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0005D</td><td>Digital Calcium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0006</td><td>Analogue Lithium electrode</td></tr> <tr><td>EL 0006D</td><td>Digital Lithium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0007</td><td>Analogue Sample Detector Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0007D</td><td>Digital Sample Detector Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0008D</td><td>Digital pH Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0009D</td><td>Digital TCO2 Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0010D</td><td>Kit DM TCO2</td></tr> </tbody> </table>				REF.	Name	EL 0001	Analogue Reference Electrode	EL 0001D	Digital Reference Electrode	EL 0002	Analogue Sodium Electrode	EL 0002D	Digital Sodium Electrode	EL 0003	Analogue Potassium Electrode	EL 0003D	Digital Potassium Electrode	EL 0004	Analogue Chloride Electrode	EL 0004D	Digital Chloride Electrode	EL 0005	Analogue Calcium Electrode	EL 0005D	Digital Calcium Electrode	EL 0006	Analogue Lithium electrode	EL 0006D	Digital Lithium Electrode	EL 0007	Analogue Sample Detector Electrode	EL 0007D	Digital Sample Detector Electrode	EL 0008D	Digital pH Electrode	EL 0009D	Digital TCO2 Electrode	EL 0010D	Kit DM TCO2
REF.	Name																																						
EL 0001	Analogue Reference Electrode																																						
EL 0001D	Digital Reference Electrode																																						
EL 0002	Analogue Sodium Electrode																																						
EL 0002D	Digital Sodium Electrode																																						
EL 0003	Analogue Potassium Electrode																																						
EL 0003D	Digital Potassium Electrode																																						
EL 0004	Analogue Chloride Electrode																																						
EL 0004D	Digital Chloride Electrode																																						
EL 0005	Analogue Calcium Electrode																																						
EL 0005D	Digital Calcium Electrode																																						
EL 0006	Analogue Lithium electrode																																						
EL 0006D	Digital Lithium Electrode																																						
EL 0007	Analogue Sample Detector Electrode																																						
EL 0007D	Digital Sample Detector Electrode																																						
EL 0008D	Digital pH Electrode																																						
EL 0009D	Digital TCO2 Electrode																																						
EL 0010D	Kit DM TCO2																																						
<p><b>Traçabilité:</b> Demandez des informations à JS Medicina Electrónica.</p>		<p><b>Atsekamumas:</b> Pateikite informaciją « JS Electronic Medicine ».</p>																																					
<p><b>Utilisateurs prévus :</b> Biochimistes, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, technologues médicaux et tout autre professionnel connexe conformément aux réglementations de l'UE et à celles spécifiques à chaque pays.</p>		<p><b>Numatomi vartotojai:</b> Biochemikai, gydytojai, vaistininkai, biologai, laboratorijų technikai, medicinos technologai ir bet kuris kitas susijęs specialistas pagal ES ir konkrečios šalies reglamentus.</p>																																					
<p><b>Conservation et manipulation :</b> Gardez le récipient fermé, sans dépasser la date de péremption, entre 5 et 35°C. Utilisation à température ambiante.</p>		<p><b>Sandėliavimas go tvarkymas:</b> Laikykite konteinerį uždarytą, kad neviršytų galiojimo pabaigos datos, nuo 5 iki 35°C. Naudokite kambario temperatūroje.</p>																																					
<p><b>Mode d'emploi :</b> 1. Débranchez l'alimentation de l'analyseur secteur. 2. Ouvrez l'avant de l'analyseur et du protecteur d'électrode pour accéder aux électrodes, retirez la vis d'arrêt par la droite et ouvrez le protecteur d'électrode. 3. Retirez le verrou de l'électrode en ajustant mal la vis à l'arrière. 4. Débranchez le fil de l'électrode à remplacer. 5. Déconnectez les bornes de toutes les électrodes à droite de celle à remplacer, déplacez-les toutes un peu vers la droite, les électrodes sont jointes avec des raccords en silicone qui les rejoignent sous pression. 6. Retirez l'électrode que vous souhaitez remplacer. 7. Placez la nouvelle électrode avec les raccords. 8. Remettez le verrou de l'électrode. 9. Reconnectez le fil de l'électrode aux bornes. 10. Placez le protecteur d'électrode et fermez l'avant de l'analyseur. 11. Connectez le bloc d'alimentation, allumez l'analyseur et vérifiez qu'il s'étalonne correctement.</p>		<p><b>Naudojimo instrukcijos:</b> 1. Atjunkite maitinimo šaltinį nuo elektros tinklo. 2. Atidarykite analizatoriaus priekinę dalį ir elektrodų dangtelį, kad pasiektumėte elektrodus, nuimkite stabdymo varžtą iš dešinės ir atidarykite elektrodų dangtelį. 3. Nuimkite elektrodų užraktą atlaisvindami varžtą ant nugaros. 4. Atjunkite jungtį nuo keičiamo elektrodo. 5. Atlaisvinkite visų elektrodų gnybtą (-us) į dešinę nuo to, kurį reikia pakeisti, perkeltkite juos visus šiek tiek į dešinę, elektrodai sujungiami su silikoninėmis movomis, kurios prisijungia prie jų esant slėgiui. 6. Pašalinkite sugedusį elektrodą. 7. Įdėkite naują elektrodą su movomis ir pritvirtinkite juos prie tu, kurie atitinka. 8. Pakeiskite elektrodų užraktą. 9. Prijunkite elektrodų jungtis atgal prie atitinkamų gnybtų. 10. Pakeiskite elektrodų dangtelį ir uždarykite analizatoriaus priekį. 11. Prijunkite maitinimo šaltinį, įjunkite analizatorių ir patikrinkite, ar kalibruojate teisingai.</p>																																					
<p><b>Mise en garde :</b> Achetez des pièces de rechange d'origine auprès du fabricant et du vendeur autorisé.</p>		<p><b>Atsargiai:</b> Pirkite originalias atsargines dalis iš gamintojo ir įgalioto pardavėjo</p>																																					
<p><b>Plages de mesure :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gamme / diapazonas</th> <th>Sodium / Natris</th> <th>Kalio / Potassium</th> <th>Chlorure / Chlorure</th> <th>Calcium / Kalcis</th> <th>Lithium / Ličio</th> <th>pH</th> <th>TCO2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sérum/Plasma/Sang total Sérum/Boold entier/Plasma [mmol/L]</td> <td>40,0 à 220,0</td> <td>1.00 - 30.00 val.</td> <td>20,0 à 250,0</td> <td>0.20 - 5.00</td> <td>0,30 - 5,00</td> <td>6,80 à 7,80</td> <td>5,0 à 100,0</td> </tr> <tr> <td>Urine/yourine [mmol/L]</td> <td>20,0 à 300,0</td> <td>2.00 – 150.00 val.</td> <td>20,0 à 300,0</td> <td>Nėra aplikos / Netaikoma</td> <td>Nėra aplikos / Netaikoma</td> <td>Nėra aplikos / Netaikoma</td> <td>Nėra aplikos / Netaikoma</td> </tr> </tbody> </table>				Gamme / diapazonas	Sodium / Natris	Kalio / Potassium	Chlorure / Chlorure	Calcium / Kalcis	Lithium / Ličio	pH	TCO2	Sérum/Plasma/Sang total Sérum/Boold entier/Plasma [mmol/L]	40,0 à 220,0	1.00 - 30.00 val.	20,0 à 250,0	0.20 - 5.00	0,30 - 5,00	6,80 à 7,80	5,0 à 100,0	Urine/yourine [mmol/L]	20,0 à 300,0	2.00 – 150.00 val.	20,0 à 300,0	Nėra aplikos / Netaikoma	Nėra aplikos / Netaikoma	Nėra aplikos / Netaikoma	Nėra aplikos / Netaikoma												
Gamme / diapazonas	Sodium / Natris	Kalio / Potassium	Chlorure / Chlorure	Calcium / Kalcis	Lithium / Ličio	pH	TCO2																																
Sérum/Plasma/Sang total Sérum/Boold entier/Plasma [mmol/L]	40,0 à 220,0	1.00 - 30.00 val.	20,0 à 250,0	0.20 - 5.00	0,30 - 5,00	6,80 à 7,80	5,0 à 100,0																																
Urine/yourine [mmol/L]	20,0 à 300,0	2.00 – 150.00 val.	20,0 à 300,0	Nėra aplikos / Netaikoma	Nėra aplikos / Netaikoma	Nėra aplikos / Netaikoma	Nėra aplikos / Netaikoma																																
<p><b>Avertissements :</b> 1. Ce produit est destiné à être utilisé dans les analyseurs DIESTRO. 2. Le réactif est destiné au diagnostic in vitro. 3. Utilisation professionnelle en laboratoire. 4. Pour l'installation du TCO2, contactez votre revendeur ou fabricant.</p>		<p><b>Ispėjimai:</b> 1. Šis produktas skirtas naudoti DIESTRO analizatoriuose. 2. Reagentas skirtas in vitro diagnostikai. 3. Profesionalus laboratorinis naudojimas. 4. Dėl TCO2 įrengimo kreipkitės į platintoją arba gamintoją.</p>																																					
<p><b>Jeter :</b> Les déchets doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.</p>		<p><b>Šalinimo:</b> Atliekos turi būti šalinamos pagal vietinius reglamentus.</p>																																					












ELÉTRODO Analógico // Digital

ELÉTRODO Analógico // Digital

<p><b>Utilização prevista:</b> Os eléctrodos de referência, sódio, cloro, potássio, cálcio, lítio, pH, TCO2 e Detetor de Amostras foram concebidos para serem utilizados em analisadores de eletrólitos de direita em amostras de soro humano, sangue inteiro, plasma e urina.</p>		<p><b>Usarea preconizată:</b> <i>Electrozii de referință, sodiu, c, potasiu, cálcio, litiu, pH, TCO2 și detetor de sonda sunt concepuți pentru a fi useți în analizoarele electrolitice Diestro pe sonda de sern, sânge integral, plasmă și urină.</i></p>																																					
<p><b>Electrozi / Electrozi:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REF.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EL 0001</td><td>Analogue Reference Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0001D</td><td>Digital Reference Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0002</td><td>Analogue Sodium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0002D</td><td>Digital Sodium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0003</td><td>Analogue Potassium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0003D</td><td>Digital Potassium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0004</td><td>Analogue Chloride Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0004D</td><td>Digital Chloride Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0005</td><td>Analogue Calcium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0005D</td><td>Digital Calcium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0006</td><td>Analogue Lithium electrode</td></tr> <tr><td>EL 0006D</td><td>Digital Lithium Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0007</td><td>Analogue Sample Detector Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0007D</td><td>Digital Sample Detector Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0008D</td><td>Digital pH Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0009D</td><td>Digital TCO2 Electrode</td></tr> <tr><td>EL 0010D</td><td>Kit DM TCO2</td></tr> </tbody> </table>				REF.	Name	EL 0001	Analogue Reference Electrode	EL 0001D	Digital Reference Electrode	EL 0002	Analogue Sodium Electrode	EL 0002D	Digital Sodium Electrode	EL 0003	Analogue Potassium Electrode	EL 0003D	Digital Potassium Electrode	EL 0004	Analogue Chloride Electrode	EL 0004D	Digital Chloride Electrode	EL 0005	Analogue Calcium Electrode	EL 0005D	Digital Calcium Electrode	EL 0006	Analogue Lithium electrode	EL 0006D	Digital Lithium Electrode	EL 0007	Analogue Sample Detector Electrode	EL 0007D	Digital Sample Detector Electrode	EL 0008D	Digital pH Electrode	EL 0009D	Digital TCO2 Electrode	EL 0010D	Kit DM TCO2
REF.	Name																																						
EL 0001	Analogue Reference Electrode																																						
EL 0001D	Digital Reference Electrode																																						
EL 0002	Analogue Sodium Electrode																																						
EL 0002D	Digital Sodium Electrode																																						
EL 0003	Analogue Potassium Electrode																																						
EL 0003D	Digital Potassium Electrode																																						
EL 0004	Analogue Chloride Electrode																																						
EL 0004D	Digital Chloride Electrode																																						
EL 0005	Analogue Calcium Electrode																																						
EL 0005D	Digital Calcium Electrode																																						
EL 0006	Analogue Lithium electrode																																						
EL 0006D	Digital Lithium Electrode																																						
EL 0007	Analogue Sample Detector Electrode																																						
EL 0007D	Digital Sample Detector Electrode																																						
EL 0008D	Digital pH Electrode																																						
EL 0009D	Digital TCO2 Electrode																																						
EL 0010D	Kit DM TCO2																																						
<p><b>Rastreabilidade:</b> Solicitar informações da JS Medicina Electrónica.</p>		<p><b>Trasabilitatea:</b> Solicitați informații către JS Medicina Electrónica.</p>																																					
<p><b>Utilizadores pretendidos:</b> Bioquímicos, médicos, farmacêuticos, biólogos, técnicos de laboratório, técnicos médicos e qualquer outro profissional relacionado de acordo com os regulamentos da UE e os específicos de cada país.</p>		<p><b>Utilizatorii vizati:</b> <i>Biochimisti, medici, farmacisti, biologi, tehnicieni de laboratoriu, tehnologi medicali și orice alt profesionista conex, în conformitate reglementările ue și specifice fiecărei țări.</i></p>																																					
<p><b>Conservação e manuseamento:</b> Mantenha o recipiente fechado, sem exceder a data de validade, entre 5 e 35°C. Utilizar à temperatura ambiente.</p>		<p><b>Depozitare și manipulare:</b> <i>Păstrați recipientul închis, fără a depăși data de expirare, între 5 și 35 ° C.</i> <i>Use a temperatura do camerei.</i></p>																																					
<p><b>Instruções de utilização:</b> 1. Desligue a alimentação do analisador de rede. 2. Abra a parte frontal do analisador e do protetor de eléctrodos para aceder aos eléctrodos, retire o parafuso de paragem da direita e abra o protetor do eléctrodo. 3. Retire a fechadura do eléctrodo, desajustando mal o parafuso nas costas. 4. Desligue o fio do eléctrodo a ser substituído. 5. Desligue os terminais de todos os eléctrodos à direita do que deve ser substituído, mova-os todos um pouco para a direita, os eléctrodos juntam-se a acoplamentos de silicone que os unem sob pressão. 6. Retire o eléctrodo que pretende substituir. 7. Coloque o novo eléctrodo com os acoplamentos. 8. Volte a colocar o eléctrodo. 9. Ligue o fio do eléctrodo de volta aos terminais. 10. Coloque o protetor do eléctrodo e feche a parte frontal do analisador. 11. Ligue a alimentação, ligue o analisador e verifique se calibra corretamente.</p>		<p><b>Instrucțiuni de usare:</b> 1. Deconectați sursa de alimentare de la rețea. 2. Deschideți partea din față analizorului și a capacului electrodului pen a accesa electrozii, scoateți șurubul de oprire din dreapta și deschideți capacul electrodului. 3. Scoateți blocarea electrodului prin slăbirea șurubului de pe spate. 4. Deconectați conectorul de la electrodul care urmează să fie înlocuit. 5. Slăbiți terminalul (terminalele) tuturor electrozilor din dreapta celui care urmează să fie schimbat, mutați-le pe toate puțin spre dreapta, electrozii sunt îmbinați cu plăci siliconice care le unesc sub presiune. 6. Defeito electrodulo Scoateți. 7. Așezați noul electrod cu plăjile și atașați-le la cele care corespund. 8. Înlocuiți blocarea electrodului. 9. Conectați conectorii electrozilor înapoi la terminalele corespunzătoare. 10. Înlocuiți capacul electrodului și închideți partea din față analizorului. 11. Conectați sursa de alimentare, porniți analizorul și verificați dacă calibrează corect.</p>																																					
<p><b>Atenção:</b> Compre peças sobressalentes originais ao fabricante e ao vendedor autorizado.</p>		<p><b>Atentie:</b> <i>Cumpărați piese de schimb originale de la producător și vânzător autorizat</i></p>																																					
<p><b>Intervalos de medição / Intervalo de măsurare:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alcance / Alcance</th> <th>Sódio / Sodiu</th> <th>Potássio / Potássio</th> <th>Cloreto / Cloreto</th> <th>Cálcio / Cálcio</th> <th>Lítio / Litiu</th> <th>pH</th> <th>TCO2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soro / Plasma / Sangue Inteiro <i>Soro / Boold întreg / Plasma</i> [mmol / L]</td> <td>40.0 - 220.0</td> <td>1.00 - 30.00</td> <td>20.0 - 250.0</td> <td>0.20 - 5.00</td> <td>0.30 - 5.00</td> <td>6.80 - 7.80</td> <td>5.0 - 100.0</td> </tr> <tr> <td>Urina/ <i>yourine</i> [mmol / L]</td> <td>20.0 - 300.0</td> <td>2.00 - 150.00</td> <td>20.0 - 300.0</td> <td>Não aplicável/ Nu é aplicado</td> <td>Não aplicável/ Nu é aplicado</td> <td>Não aplicável/ Nu é aplicado</td> <td>Não aplicável/ Nu é aplicado</td> </tr> </tbody> </table>				Alcance / Alcance	Sódio / Sodiu	Potássio / Potássio	Cloreto / Cloreto	Cálcio / Cálcio	Lítio / Litiu	pH	TCO2	Soro / Plasma / Sangue Inteiro <i>Soro / Boold întreg / Plasma</i> [mmol / L]	40.0 - 220.0	1.00 - 30.00	20.0 - 250.0	0.20 - 5.00	0.30 - 5.00	6.80 - 7.80	5.0 - 100.0	Urina/ <i>yourine</i> [mmol / L]	20.0 - 300.0	2.00 - 150.00	20.0 - 300.0	Não aplicável/ Nu é aplicado	Não aplicável/ Nu é aplicado	Não aplicável/ Nu é aplicado	Não aplicável/ Nu é aplicado												
Alcance / Alcance	Sódio / Sodiu	Potássio / Potássio	Cloreto / Cloreto	Cálcio / Cálcio	Lítio / Litiu	pH	TCO2																																
Soro / Plasma / Sangue Inteiro <i>Soro / Boold întreg / Plasma</i> [mmol / L]	40.0 - 220.0	1.00 - 30.00	20.0 - 250.0	0.20 - 5.00	0.30 - 5.00	6.80 - 7.80	5.0 - 100.0																																
Urina/ <i>yourine</i> [mmol / L]	20.0 - 300.0	2.00 - 150.00	20.0 - 300.0	Não aplicável/ Nu é aplicado	Não aplicável/ Nu é aplicado	Não aplicável/ Nu é aplicado	Não aplicável/ Nu é aplicado																																
<p><b>Advertências:</b> 1. Este produto destina-se a ser utilizado em analisadores DIESTRO. 2. O reagente destina-se ao uso <i>in vitro</i> de diagnóstico. 3. Utilização profissional do laboratório. 4. Para a instalação TCO2 contacte o seu revendedor ou fabricante.</p>		<p><b>Avertismente:</b> <i>1. Acest produs este destinat utilizării în analizoarele DIESTRO.</i> <i>2. Reactivul este destinat diagnosticului in vitro.</i> <i>3. Usarea profesională de laboratório.</i> <i>4. Pentru instalarea TCO2, contactați distribuitorul sau producătorul.</i></p>																																					
<p><b>Devoluções:</b> Os resíduos devem ser eliminados de acordo com as normas locais.</p>		<p><b>Dispoziția:</b> <i>Deșeurile trebuie elimina în conformitate reglementările locale.</i></p>																																					



**SÍMBOLOS / SYMBOLS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SYMBOLER / SYMBOLES / SIMBOLIAI / SÍMBOLOS / SIMBOLURI**

	<p>Este producto cumple con los requerimientos previstos por el REGLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro". <i>This product complies with the requirements of the REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 for in vitro diagnostic medical devices.</i> Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Dette produkt opfylder kravene i EUOPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/746 af 5. april 2017 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ce produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/746 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Šis produktas atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Acest produs respectă cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.</p>		<p>Representante autorizado en la Comunidad Europea. <i>Authorized representative in the European Union.</i> Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. . Représentant autorisé dans l'Union européenne. . Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje. Este produto cumpre as exigências do regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 2017 para dispositivos médicos in vitro diagnóstico.. . Representante autorizado na União Europeia. . Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană.</p>
			<p>Uso diagnóstico in vitro. <i>In vitro diagnostic medical device.</i> In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή. . Bemyndiget repræsentant i Den Europæiske Union. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Dispositif médical de diagnostic in vitro. In vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Dispositivo médico de diagnóstico in vitro. Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro.</p>
	<p>Fabricante. <i>Manufacturer.</i> Βιομήχανος. <i>Fabrikant.</i> Fabricant. <i>Gamintojas</i> Fabricante. <i>Producător</i></p>		<p>Límite de temperatura. <i>Temperature limit.</i> Όριο θερμοκρασίας. <i>Temperaturgrænse.</i> Limite de température. <i>Temperatūros riba.</i> Uso por data. <i>Limite de temperatura.</i> <i>Limita de temperatură</i></p>
	<p>Identificación única. <i>Unique device identifier.</i> Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής. <i>Unik enhedsidentifikator.</i> Identificateur unique de l'appareil. <i>Unikalusis įrenginio identifikatorius.</i> Identificador de dispositivo único. <i>Identificator unic al dispozitivului.</i></p>		<p>Número de catálogo. <i>Catalogue number.</i> Αριθμός καταλόγου. <i>Katalognummer.</i> Numéro de catalogue. <i>Katalogo numeris.</i> Número do catálogo. <i>Numărul catalogului.</i></p>
	<p>Número de serie. <i>Serial.</i> Serie. <i>Feuilleton.</i> Σειριακός. <i>Serijos.</i> Série. <i>Serial.</i></p>		<p>Lote. <i>Batch code.</i> Κωδικός παρτίδας. <i>Batchkode</i> <i>Code de lot.</i> Paketo kodas. <i>Código de lote.</i> <i>Codul lotului</i></p>
	<p>GARANTÍA Cantidad de meses de garantía del componente o insumo. <i>WARRANTY</i> Number of months of warranty for the component or supply. <i>GARANTI</i> Antal månaders garanti for komponenten eller leveren. <i>GARANTIE</i> Nombre de mois de garantie pour le composant ou l'approvisionnement. ΕΓΓΥΗΣΗ Αριθμός μηνών εγγύησης για το εξάρτημα ή την προμήθεια. <i>GARANTIJA</i> Komponento ar tiekimo garantijos mėnesių skaičius. <i>GARANTIA</i> Número de meses de garantía para o componente ou fornecimento. <i>GARANȚIE</i> Numărul de luni de garanție pentru componentă sau furnizare.</p>		<p>Instrucciones de uso. <i>Instructions for use.</i> Οδηγίες χρήσης. <i>Instruktioner til brug.</i> Mode d'emploi. <i>Naudojimo instrukcijos.</i> Instruções de uso. <i>Instrucțiuni de utilizare.</i></p>

EC REP

**CMC Medical Devices & Drugs S.L.**  
 C/Horacio Lengo N°18,  
 CP29006, Málaga-Spain  
 Tel: +34 951 214 054  
 E-Mail: info@cmcmmedicaldevices.com



**JS Medicina Electrónica S.R.L.**  
 Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina  
 Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com  
 DT: Farm. Marcelo Miranda - MN N°13104 - MP N°15964  
 Industria Argentina / Made in Argentina  
 Autorizado ANMAT PM 1108-1  
 Uso profesional exclusivo.