

## CALIBRADOR DE TCO<sub>2</sub> TCO<sub>2</sub> CALIBRATOR

**REF** IN 0103

<p><b>Uso Previsto:</b> El CALIBRADOR DE TCO<sub>2</sub> está diseñado para calibrar Dióxido de Carbono Total (TCO<sub>2</sub>) por el método directo de Presurometría en muestras de plasma, suero y sangre entera. El CALIBRADOR DE TCO<sub>2</sub>, está destinada exclusivamente al uso en analizadores DIESTRO.</p>	<p><b>Intended Use:</b> TCO<sub>2</sub> CALIBRATOR is designed to calibrate Total Carbon Dioxide (TCO<sub>2</sub>) by the direct method of Pressuremetry in plasma, serum and whole blood samples. The TCO<sub>2</sub> CALIBRATOR is designed for exclusively use in DIESTRO analyzers.</p>
<p><b>Descripción del Producto:</b> El CALIBRADOR DE TCO<sub>2</sub> contiene: · 6 viales de 1.5 ml</p>	<p><b>Product Description:</b> The TCO<sub>2</sub> CALIBRATOR contains: · 6 vials of 1.5 ml</p>
<p><b>Componentes:</b> El CALIBRADOR DE TCO<sub>2</sub>, es una solución no biológica de formulación especial que se utiliza como calibrador en analizadores Diestro. Es una solución acuosa y no contiene suero humano ni bovino.</p>	<p><b>Components:</b> The TCO<sub>2</sub> CALIBRATOR is a specially formulated non-biological solution that is used as a calibrator of Diestro analyzers. Does not contain human or bovine serum, is an aqueous solution.</p>
<p><b>Trazabilidad:</b> Solicitar información a JS Medicina Electrónica</p>	<p><b>Traceability:</b> Request information to JS Medicina Electrónica.</p>
<p><b>Usuarios previstos:</b> Bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos y cualquier otro profesional afín según regulaciones de la UE y las específicas de cada país.</p>	<p><b>Intended users:</b> Biochemists, physicians, pharmacists, biologists, laboratory technicians, medical technologists and any other related professional according to EU and country specific regulations.</p>
<p><b>Conservación y manipulación:</b> Conservar los viales cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. Utilizar a temperatura ambiente. Una vez abierto, utilizar y desechar.</p>	<p><b>Storage and Handling:</b> Store unopened vials, not to exceed the expiration date, at 5°C - 35°C. Use at room temperature. Once opened, use and discard.</p>
<p><b>Instrucciones de uso:</b> 1.- Antes de su uso homogeneizar el vial. 2.- Realizar las mediciones desde el vial desde la sección Calibración, siguiendo las instrucciones en la pantalla. 3.- Realizar un control con TCO<sub>2</sub> QC IN 0751.</p>	<p><b>Instructions for use:</b> 1.- Before use, homogenize the vial. 2.- Make the measurements from the vial from the Calibration section, following the instructions on the screen. 3.- Perform a control with TCO<sub>2</sub> QC IN 0751.</p>
<p><b>Advertencias:</b> 1.- Este producto está previsto para su uso como patrón de calibración y no debe usarse como control de calidad. 2.- Los resultados obtenidos requieren la interpretación de un profesional. 3.- Uso profesional de laboratorio. 4.- La calibración de TCO<sub>2</sub> se realiza en fábrica y en situaciones especiales. Consulte en el manual de usuario la sección "Mantenimiento o Service del módulo TCO<sub>2</sub>". 5.- El reactivo es de uso diagnóstico <i>in vitro</i>.</p>	<p><b>Warnings:</b> 1.- This product is intended for use as a calibration standard and should not be used as a quality control. 2.- The results obtained require the interpretation of a professional. 3.- Professional laboratory use. 4.- TCO<sub>2</sub> calibration is performed at the factory and in special situations. Refer to the user's manual section "Maintenance or Service of the TCO<sub>2</sub> module". 5.- The reagent is for <i>in vitro</i> diagnostic use.</p>
<p><b>Valores esperados y resultados:</b> Para verificar el resultado de la calibración con el CALIBRADOR DE TCO<sub>2</sub> se recomienda realizar un control con tres (3) niveles de concentración de TCO<sub>2</sub> con TCO<sub>2</sub> QC IN 0751.</p>	<p><b>Expected values and result:</b> To verify the result of the calibration with the TCO<sub>2</sub> CALIBRATOR, it is recommended to carry out a control with three (3) concentration levels of TCO<sub>2</sub> with TCO<sub>2</sub> QC IN 0751.</p>
<p><b>Precaución:</b> Antes de realizar la calibración, verificar el funcionamiento de la toma de muestra y la limpieza del reactor de TCO<sub>2</sub>.</p>	<p><b>Caution:</b> Before performing the calibration, check the operation of the sampling and the cleaning of the TCO<sub>2</sub> reactor.</p>
<p><b>Descarte:</b> Los residuos deben disponerse de acuerdo con las regulaciones locales.</p>	<p><b>Disposal:</b> Waste must be disposed of in accordance with local regulations.</p>

**ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ TCO2**
**KALIBRERING AF OPLØSNING TCO2**

<p><b>Προοριζόμενη χρήση:</b>          Το TCO2 CALIBRATING SOLUTION έχει σχεδιαστεί για τη βαθμονόμηση του συνολικού διοξειδίου του άνθρακα (TCO2) με την άμεση μέθοδο της μέτρησης πίεσης σε δείγματα πλάσματος, ορού και ολόκληρου του αίματος.          Η ΛΎΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ TCO2 έχει σχεδιαστεί για αποκλειστική χρήση σε αναλυτές DIESTRO.</p>	<p><b>Tilsligtet anvendelse:</b>          TCO2-KALIBRERINGSOPLØSNING er designet til at kalibrere total kuldioxid (TCO2) ved hjælp af den direkte trykmetrimetode i plasma-, serum- og fuldblodsprøver.          TCO2-KALIBRERINGSOPLØSNINGEN er udelukkende designet til brug i DIESTRO-analysatorer.</p>
<p><b>Περιγραφή προϊόντος:</b>          Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ TCO2 περιέχει:          · 6 φιαλίδια των 1,5 ml</p>	<p><b>Produkt Beskrivelse:</b>          CALIBRATING TCO2-LØSNINGEN indeholder:          · 6 hætteglas på 1,5 ml</p>
<p><b>Στοιχεία:</b>          Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ TCO2 SOLUTION είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο μη βιολογικό διάλυμα που χρησιμοποιείται ως βαθμονομητής των αναλυτών Diestro. Δεν περιέχει ανθρώπινο ή ορό βοοειδών, είναι υδατικό διάλυμα.</p>	<p><b>Komponenter:</b>          CALIBRATING TCO2 SOLUTION er en specielt formuleret ikke-biologisk løsning, der anvendes som kalibrator af Diestro-analysatorer. Indeholder ikke humant eller kvægserum, er en vandig opløsning.</p>
<p><b>Ιγνηλασιμότητα:</b>          Ζητήστε πληροφορίες από την JS Medicina Electrónica.</p>	<p><b>Sporbarhed:</b>          Anmod om oplysninger til JS Medicina Electrónica.</p>
<p><b>Προοριζόμενοι χρήστες:</b>          Βιοχημικοί, ιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, τεχνικοί εργαστηρίων, ιατροί τεχνολόγοι και οποιοσδήποτε άλλος σχετικός επαγγελματίας σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της ΕΕ και της χώρας.</p>	<p><b>Tilsligtede brugere:</b>          Biokemikere, læger, farmaceuter, biologer, laboranter, medicinske teknologer og enhver anden beslægtet professionel i henhold til EU- og landespecifikke regler.</p>
<p><b>Αποθήκευση και χειρισμός:</b>          Αποθηκεύστε τα κλειστά φιαλίδια, για να μην υπερβείτε την ημερομηνία λήξης, στους 5°C - 35°C. Χρησιμοποιήστε σε θερμοκρασία δωματίου.          Μόλις ανοιχτεί, χρησιμοποιήστε και απορρίψτε.</p>	<p><b>Opbevaring og håndtering:</b>          Opbevar uåbnede hætteglas, for ikke at overskride udløbsdatoen, ved 5°C - 35°C. Brug ved stuetemperatur.          Når den er åbnet, skal du bruge og kassere.</p>
<p><b>Οδηγίες χρήσης:</b>          1.- Πριν από τη χρήση, ομογενοποιήστε το φιαλίδιο.          2.- Πραγματοποιήστε τις μετρήσεις από το φιαλίδιο από την ενότητα Βαθμονόμηση, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.          3.- Εκτελέστε ένα χειριστήριο με το DIESTRO TCO2 QC στο 0751.</p>	<p><b>Brugsanvisning:</b>          1.- Før brug homogeniseres hætteglasset.          2.- Foretag målingerne fra hætteglasset fra afsnittet Kalibrering ved at følge instruktionerne på skærmen.          3.- Udfør en kontrol med DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</p>
<p><b>Προειδοποιήσεις:</b>          1.- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση ως πρότυπο βαθμονόμησης και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ποιοτικός έλεγχος.          2.- Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται απαιτούν την ερμηνεία ενός επαγγελματία.          3.- Επαγγελματική εργαστηριακή χρήση.          4.- Η βαθμονόμηση TCO2 πραγματοποιείται στο εργοστάσιο και σε ειδικές καταστάσεις. Ανατρέξτε στη χειροκίνητη ενότητα του χρήστη "Συντήρηση ή σέρβις της μονάδας TCO2".          5.- Το αντιδραστήριο προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση.</p>	<p><b>Advarsler:</b>          1.- Dette produkt er beregnet til brug som kalibreringsstandard og bør ikke bruges som kvalitetskontrol.          2.- De opnåede resultater kræver fortolkning af en professionel.          3.- Professionel laboratoriebrug.          4.- TCO2-kalibrering udføres på fabrikken og i særlige situationer. Se brugervejledningen til afsnittet "Vedligeholdelse eller service af TCO2-modulet".          5.- Reagenset er til in vitro-diagnostisk brug.</p>
<p><b>Αναμενόμενες τιμές και αποτέλεσμα:</b>          Για να επαληθεύσετε το αποτέλεσμα της βαθμονόμησης με το διάλυμα βαθμονομώντας TCO2, συνιστάται η διεξαγωγή ελέγχου με τρία (3) επίπεδα συγκέντρωσης TCO2 με DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</p>	<p><b>Forventede værdier og resultat:</b>          For at verificere resultatet af kalibreringen med TCO2-KALIBRERINGSOPLØSNINGEN anbefales det at udføre en kontrol med tre (3) koncentrationsniveauer af TCO2 med DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</p>
<p><b>Προσοχή:</b>          Πριν εκτελέσετε τη βαθμονόμηση, ελέγξτε τη λειτουργία της δειγματοληψίας και τον καθαρισμό του αντιδραστήρα TCO2.</p>	<p><b>Forsigtighed:</b>          Inden kalibreringen udføres, skal du kontrollere driften af prøveudtagningen og rengøringen af TCO2-reaktoren.</p>
<p><b>Διάθεση:</b>          Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>	<p><b>Bortskaffelse:</b>          Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.</p>

## SOLUTION D'ÉTALONNAGE TCO2
















## KALIBRAVIMO SPRENDIMAS TCO2

<p><b>Utilisation prévue :</b>  <i>TCO2 CALIBRATING SOLUTION est conçu pour calibrer le dioxyde de carbone total (TCO2) par la méthode directe de la pressionmétrie dans des échantillons de plasma, de sérum et de sang total.</i>  <i>La SOLUTION D'ÉTALONNAGE TCO2 est conçue pour une utilisation exclusive dans les analyseurs DIESTRO.</i></p>	<p><b>Numatomas naudojimas:</b>  <i>TCO2 KALIBRAVIMO SPRENDIMAS skirtas kalibruoti bendrą anglies dioksidą (TCO2) tiesioginiu slėgiometrijos metodu plazmoje, serume ir viso kraujo mėginiuose.</i>  <i>TCO2 KALIBRAVIMO SPRENDIMAS skirtas naudoti tik DIESTRO analizatoriuose.</i></p>
<p><b>Description du produit:</b>  <i>La SOLUTION CALIBRATING TCO2 contient :</i>          · 6 flacons de 1,5 ml</p>	<p><b>Produkto aprašymas:</b>  <i>KALIBRAVIMO TCO2 TIRPALE yra:</i>          · 6 buteliukai po 1,5 ml</p>
<p><b>Composants:</b>  <i>La SOLUTION DE TCO2 CALIBRATING est une solution non biologique spécialement formulée qui est utilisée comme calibrateur d'analyseurs Diestro. Ne contient pas de sérum humain ou bovin, est une solution aqueuse.</i></p>	<p><b>Komponentai:</b>  <i>KALIBRAVIMO TCO2 SOLUTION yra specialiai suformuluotas nebiologinis sprendimas, naudojamas kaip Diestro analizatorių kalibratorius. Sudėtyje nėra žmogaus ar galvijų serumo, yra vandeninis tirpalas.</i></p>
<p><b>Tracabilité:</b>  <i>Demandez des informations à JS Medicina Electrónica.</i></p>	<p><b>Atsekamumas:</b>  <i>Pateikite informacijos "JS Medicina Electrónica".</i></p>
<p><b>Utilisateurs prévus :</b>  <i>Biochimistes, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, technologues médicaux et tout autre professionnel connexe conformément aux réglementations de l'UE et des pays.</i></p>	<p><b>Numatomi vartotojai:</b>  <i>Biochemikai, gydytojai, vaistininkai, biologai, laboratorijų technikai, medicinos technologai ir bet kuris kitas susijęs specialistas pagal ES ir konkrečios šalies reglamentus.</i></p>
<p><b>Entreposage et manutention :</b>  <i>Conservez les flacons non ouverts, ne dépassant pas la date de péremption, à 5°C - 35°C. Utiliser à température ambiante.</i>  <i>Une fois ouvert, utilisez et jetez.</i></p>	<p><b>Sandėliavimas ir tvarkymas:</b>  <i>Laikykite neatidarytus buteliukus, kad neviršytų galiojimo pabaigos datos, 5°C - 35°C temperatūroje. Naudokite kambario temperatūroje. Atidarius, naudokite ir išmeskite.</i></p>
<p><b>Mode d'emploi :</b>          1.- Avant utilisation, homogénéiser le flacon.          2.- Effectuez les mesures à partir du flacon à partir de la section Calibration, en suivant les instructions à l'écran.          3.- Effectuez un contrôle avec DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</p>	<p><b>Naudojimo instrukcijos:</b>          1.- Prieš naudojimą suvienodinkite buteliuką.          2.- Atlikite matavimus iš buteliuko iš kalibravimo sekcijos, vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis.          3.- Atlikite kontrolę su DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</p>
<p><b>Avertissements:</b>          1.- Ce produit est destiné à être utilisé comme étalon d'étalonnage et ne doit pas être utilisé comme contrôle de qualité.          2.- Les résultats obtenus nécessitent l'interprétation d'un professionnel.          3.- Utilisation professionnelle en laboratoire.          4.- L'étalonnage du TCO2 est effectué en usine et dans des situations spéciales. Reportez-vous à la section du manuel d'utilisation « Maintenance ou service du module TCO2 ».          5.- Le réactif est destiné au diagnostic in vitro.</p>	<p><b>Ispėjimai:</b>          1.- Šis produktas yra skirtas naudoti kaip kalibravimo standartas ir neturėtų būti naudojamas kaip kokybės kontrolė.          2.- Gauti rezultatai reikalauja profesionalo aiškinimo.          3.- Profesionalus laboratorinis naudojimas.          4.- TCO2 kalibravimas atliekamas gamykloje ir ypatingomis situacijomis. Žiūrėkite vartotojo neautomatinį skyrių "TCO2 modulio priežiūra arba aptarnavimas".          5.- Reagentas skirtas in vitro diagnostikai.</p>
<p><b>Valeurs et résultats attendus :</b>  <i>Pour vérifier le résultat de l'étalonnage avec la SOLUTION D'ÉTALONNAGE TCO2, il est recommandé d'effectuer un contrôle avec trois (3) niveaux de concentration de TCO2 avec DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</i></p>	<p><b>Numatomos vertės ir rezultatas:</b>  <i>Norint patikrinti kalibravimo TCO2 KALIBRAVIMO TIRPALU rezultatus, rekomenduojama atlikti kontrolę, kai TCO2 koncentracija yra trys (3) koncentracijos, naudojant DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</i></p>
<p><b>Prudence:</b>  <i>Avant d'effectuer l'étalonnage, vérifiez le fonctionnement de l'échantillonnage et le nettoyage du réacteur TCO2.</i></p>	<p><b>Atsargiai:</b>  <i>Prieš atlikdami kalibravimą, patikrinkite mėginių ėmimo veikimą ir TCO2 reaktoriaus valymą.</i></p>
<p><b>Disposition:</b>  <i>Les déchets doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.</i></p>	<p><b>Šalinimo:</b>  <i>Atliekos turi būti šalinamos pagal vietinius teisės aktus.</i></p>

**SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO TCO2****CALIBRAREA SOLUȚIEI TCO2**

<p><b><u>Usó pretendido:</u></b> A solução de calibração TCO2 foi projetada para calibrar o dióxido de carbono total (TCO2) pelo método direto de pressão em amostras de plasma, soro e sangue inteiro. A solução de calibração TCO2 foi projetada para uso exclusivo em analisadores DIESTRO.</p>	<p><b><u>Utilizare preconizată:</u></b> SOLUȚIA DE CALIBRARE TCO2 este concepută pentru calibrarea dioxidului total de carbon (TCO2) prin metoda directă a presiunii în probele plasmatică, serice și sânge integral. SOLUȚIA DE CALIBRARE TCO2 este proiectată pentru a fi utilizată exclusiv în analizoarele DIESTRO.</p>
<p><b><u>Descrição do produto:</u></b> A SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO TCO2 contém: · 6 frascos de 1,5 ml</p>	<p><b><u>Descrierea produsului:</u></b> SOLUȚIA DE CALIBRARE TCO2 conține: · 6 flacoane de 1,5 ml</p>
<p><b><u>Componentes:</u></b> A SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO TCO2 é uma solução não biológica especialmente formulada que é usada como calibrador de analisadores Diestro. Não contém soro humano ou bovino, é uma solução aquosa.</p>	<p><b><u>Componente:</u></b> SOLUȚIA DE CALIBRARE TCO2 este o soluție nebiologică special formulată, care este utilizată ca calibrator al analizoarelor Diestro. Nu conține ser uman sau bovin, este o soluție apoasă.</p>
<p><b><u>Rastreabilidade:</u></b> Solicite informações à JS Medicina Electrónica.</p>	<p><b><u>Trasabilitatea:</u></b> Solicitați informații către JS Medicina Electrónica.</p>
<p><b><u>Usuários pretendidos:</u></b> Bioquímicos, médicos, farmacêuticos, biólogos, técnicos de laboratório, tecnólogos médicos e qualquer outro profissional relacionado de acordo com regulamentos específicos da UE e do país.</p>	<p><b><u>Utilizatorii vizati:</u></b> Biochimisti, medici, farmaciști, biologi, tehnicieni de laborator, tehnologi medicali și orice alt profesionist conex, în conformitate cu reglementările specifice UE și țării.</p>
<p><b><u>Armazenamento e manuseio:</u></b> Armazene frascos não abertos, para não exceder a data de validade, a 5°C - 35°C. Use à temperatura ambiente. Uma vez aberto, use e descarte.</p>	<p><b><u>Depozitare și manipulare:</u></b> Depozitați flacoane nedeschise, să nu depășească data de expirare, la 5 ° C - 35 ° C. Utilizați la temperatura camerei. Odată deschis, utilizați și aruncați.</p>
<p><b><u>Instruções de uso:</u></b> 1.- Antes de usar, homogeneize o frasco. 2.- Faça as medições do frasco da seção Calibração, seguindo as instruções na tela. 3.- Realize um controle com DIESTRO TCO2 QC EM 0751.</p>	<p><b><u>Instrucțiuni de utilizare:</u></b> 1.- Înainte de utilizare, omogenizați flaconul. 2.- Efectuați măsurătorile din flacon din secțiunea Calibrare, urmând instrucțiunile de pe ecran. 3.- Efectuați un control cu DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</p>
<p><b><u>Avisos:</u></b> 1.- Este produto destina-se a ser utilizado como padrão de calibração e não deve ser utilizado como controle de qualidade. 2.- Os resultados obtidos requerem a interpretação de um profissional. 3.- Uso profissional de laboratório. 4.- A calibração TCO2 é realizada na fábrica e em situações especiais. Consulte a seção manual do usuário "Manutenção ou Serviço do módulo TCO2". 5.- O reagente é para uso diagnóstico in vitro.</p>	<p><b><u>Avertismente:</u></b> 1.- Acest produs este destinat utilizării ca standard de calibrare și nu trebuie utilizat ca martor al calității. 2.- Rezultatele obtinute necesita interpretarea unui profesionist. 3.- Utilizare profesională de laborator. 4.- Calibrarea TCO2 se efectuează în fabrică și în situații speciale. Consultați secțiunea manuală a utilizatorului "Întreținerea sau service-ul modulului TCO2". 5.- Reactivul este destinat diagnosticului in vitro.</p>
<p><b><u>Valores e resultados esperados:</u></b> Para verificar o resultado da calibração com a solução de calibração TCO2, recomenda-se realizar um controle com três (3) níveis de concentração de TCO2 com DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</p>	<p><b><u>Valorile așteptate și rezultatul:</u></b> Pentru a verifica rezultatul calibrării cu soluția de calibrare TCO2, se recomandă efectuarea unui control cu trei (3) niveluri de concentrație de TCO2 cu DIESTRO TCO2 QC IN 0751.</p>
<p><b><u>Cuidado:</u></b> Antes de realizar a calibração, verifique o funcionamento da amostragem e a limpeza do reator TCO2.</p>	<p><b><u>Prudentă:</u></b> Înainte de a efectua calibrarea, verificați funcționarea eșantionării și curățarea reactorului TCO2.</p>
<p><b><u>Disposição:</u></b> Os resíduos devem ser eliminados de acordo com as normas locais.</p>	<p><b><u>Dispoziția:</u></b> Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.</p>

**SÍMBOLOS / SYMBOLS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SYMBOLER / SYMBOLES / SIMBOLIAI / SÍMBOLOS / SIMBOLURI**

	<p>Este producto cumple con los requerimientos previstos por el REGLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro". <i>This product complies with the requirements of the REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 for in vitro diagnostic medical devices. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Dette produkt oppfyller kravene i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/746 af 5. april 2017 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ce produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/746 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Šis produktas atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Acest produs respectă cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.</i></p>		<p>Representante autorizado en la Comunidad Europea. <i>Authorized representative in the European Union. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. . Représentant autorisé dans l'Union européenne. . Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje. Este produto cumpre as exigências do regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 2017 para dispositivos médicos in vitro diagnóstico.. . Representante autorizado na União Europeia. . Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană.</i></p>
			<p>Uso diagnóstico in vitro. <i>In vitro diagnostic medical device. In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή. . Bemyndiget repræsentant i Den Europæiske Union. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Dispositif médical de diagnostic in vitro. In vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Dispositivo médico de diagnóstico in vitro. Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro.</i></p>
	<p>Fecha de vencimiento. <i>Use-by-date. Χρήση κατά ημερομηνία.Χρήση κατά ημερομηνία. Brugsdato. Date limite de consommation. Naudojimo data. Utilizare după dată.</i></p>		<p>Límite de temperatura. <i>Temperature limit. Όριο θερμοκρασίας. Temperaturgrænse. Limite de température. Temperatūros riba. Uso por data. Limite de temperatura. Limita de temperatură</i></p>
	<p>Riesgo biológico. <i>Biohazard. Βιολογικός κίνδυνος. Biologisk farlige. Danger biologique. Biologinis pavojus. Risco biológico. Risc biologic</i></p>		<p>Número de catálogo. <i>Catalogue number. Αριθμός καταλόγου. Katalognummer. Numéro de catalogue. Katalogo numeris. Número do catálogo. Numărul catalogului.</i></p>
	<p>Fabricante. <i>Manufacturer. Βιομήχανος. Fabrikant. Fabricant. Gamintojas Fabricante. Producător</i></p>		<p>Lote. <i>Batch code. Κωδικός παρτίδας. BatchkodeCode de lot. Paketo kodas.Código de lote. Codul lotului</i></p>
	<p>Identificación única. <i>Unique device identifier. Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής. Unik enhedsidentifikator. Identificateur unique de l'appareil. Unikalusis įrenginio identifikatorius. Identificador de dispositivo único. Identificator unic al dispozitivului.</i></p>		<p>Instrucciones de uso. <i>Instructions for use. Οδηγίες χρήσης. Instruktioener til brug. Mode d'emploi. Naudojimo instrukcijos. Instruções de uso. Instrucțiuni de utilizare.</i></p>
	<p>Conexión Standard A del pack. <i>Pack's Standard A connection. Σύνδεση Standard A του Pack. Pack's Standard A-forbindelse. Connexion standard A du pack. Pack standartinis A ryšys. Conexão padrão A do pack. Conexiunea standard A a pachetului</i></p>		<p>Conexión Standard B del pack. <i>Pack's Standard B connection. Σύνδεση Standard B του Pack. Pack's Standard B-forbindelse. Connexion standard B du pack. Pack standartinis B ryšys. Conexão padrão B do pack. Conexiunea standard B a pachetului</i></p>
	<p>Conexión uChip del pack. <i>Pack's uChip connection. Σύνδεση uChip του πακέτου. Packs uChip-forbindelse. Connexion uChip du pack. Pack's uChip jungtis Conexão uChip do pack. Conexiunea uChip a pachetului</i></p>		<p>Solución de lavado intensivo. <i>Intensive cleaning solution. Λύση εντατικού καθαρισμού. Intensiv rengøringsløsning. Solution de nettoyage intensif. Intensyvaus valymo tirpalas. Solução de limpeza intensiva. Soluție de curățare intensivă</i></p>

EC REP

**CMC Medical Devices & Drugs S.L.**  
 C/Horacio Lengo N°18,  
 CP29006, Málaga-Spain  
 Tel: +34 951 214 054  
 E-Mail: info@cmcmedicaldevices.com



**JS Medicina Electrónica S.R.L.**  
 Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina  
 Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com  
 DT: Farm. Marcelo Miranda - MN N°13104 - MP N°15964  
 Industria Argentina / Made in Argentina  
 Uso profesional exclusivo.

