

ISE PACK W ISE MODULE PACK W

REF IN 0105

<p>Uso Previsto: Soluciones diseñadas para calibrar en dos puntos los analizadores DIESTRO. Permite la medición de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ y Li⁺ por el método de ión selectivo (ISE).</p>	<p>Intended Use: <i>Solutions designed for two-point calibration of DIESTRO analyzers. Allows the measurement of Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ and Li⁺ by the ion selective method (ISE).</i></p>
<p>Descripción del Producto: El pack está compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard A: 2 botellas x 250 ml. • Standard B: 1 botella x 250 ml. • Contenedor de residuos 	<p>Product Description: <i>The pack is composed of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard A: 2 bottles x 250 ml. • Standard B: 1 bottle x 250 ml. • Waste container
<p>Componentes: ISE PACK W, está compuesto por soluciones acuosas, no biológicas, de formulación especial. No contiene suero humano ni bovino.</p>	<p>Components: <i>ISE MODULE PACK W is composed of specially formulated, non-biological, aqueous solutions. It does not contain human or bovine serum.</i></p>
<p>Trazabilidad: Solicitar información a JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Traceability: <i>Request information to JS Medicina Electrónica.</i></p>
<p>Usuarios previstos: Bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos y cualquier otro profesional afín según regulaciones de la UE y las específicas de cada país.</p>	<p>Intended users: <i>Biochemists, physicians, pharmacists, biologists, laboratory technicians, medical technologists and any other related professional according to EU and country specific regulations.</i></p>
<p>Conservación y manipulación: Conservar los envases cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, entre 5 a 35°C. Usar a temperatura ambiente.</p>	<p>Storage and Handling: <i>Store unopened containers, without exceeding the expiration date, between 5 to 35°C. Use at room temperature.</i></p>
<p>Instrucciones de uso: 1.- Conectar el Pack al equipo. 2.- Calibrar. 3.- Realizar un control de calidad con DIESTRO Trilevel IN 0750 y/o Diestro Control IN 0700/0709. 4.- Proceder con las mediciones.</p>	<p>Instructions for use: <i>1.- Connect the pack to the equipment. 2.- Perform calibration. 3.- Perform a quality control with DIESTRO Trilevel IN 0750 and/or Diestro Control IN 0700/0709. 4.- Proceed with the measurements.</i></p>
<p>Precaución: 1.- Mantener correctamente cerrado el depósito de desechos ya que puede contener residuos potencialmente infecciosos, manipular con guantes y no salpicar. 2.- El Pack agotado contiene residuos potencialmente infecciosos. 3.- Conserve las tapas, para cerrar los frascos del Pack al momento del descarte del mismo. 4.- Asegúrese que cada pack de calibración tenga su propio uchip de control conectado al equipo. 5.- No mezclar las tapas de las botellas ni sus respectivas tuberías.</p>	<p>Caution: <i>1.- Keep the waste container (red lid) properly closed as it may contain potentially infectious waste, handle with gloves and do not splash. 2.- The empty Pack contains potentially infectious waste. 3.- Keep the lids, to close the bottles of the Kit at the time of discarding it. 4.- Make sure that each calibration pack has its own control uChip connected to the equipment 5.- Do not mix bottle caps and tubing.</i></p>
<p>Valores esperados y resultados: Consultar los valores de referencia de su laboratorio. Ante resultados no esperados volver a calibrar y controlar con DIESTRO Trilevel IN 0750 y/o DIESTRO Control IN 0700/0709.</p>	<p>Expected values and result: <i>Consult the reference values of your laboratory. In case of unexpected results, recalibrate and check with DIESTRO Trilevel IN 0750 and/or DIESTRO Control IN 0700/0709.</i></p>
<p>Advertencias: 1.- Estos productos están previstos para su uso como patrones de calibración y no deben usarse como control de calidad. 2.- Los resultados obtenidos son de interpretación médica. 3.- Uso profesional en laboratorio. 4.- El reactivo es para uso diagnóstico <i>in vitro</i>.</p>	<p>Warnings: <i>1.- These products are intended for use as calibration standards and should not be used as quality control. 2.- The results obtained are for medical interpretation. 3.- Professional laboratory use. 4.- The reagent is for in vitro diagnostic use.</i></p>
<p>Descarte: Descartar el Pack de acuerdo con las regulaciones locales.</p>	<p>Disposal: <i>Dispose of the Pack in accordance with local regulations.</i></p>

ΣΕΤ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ISE W ISE KALIBRERING MODUL PAKKE W

REF IN 0105

<p><u>Προβλεπόμενη χρήση:</u> Λύσεις σχεδιασμένες για βαθμονόμηση δύο σημείων των αναλυτών DIESTRO. Επιτρέπει τη μέτρηση των Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ και Li⁺ με την επιλεκτική μέθοδο ιόντων (ISE).</p>	<p><u>Anvendelsesformål:</u> Løsninger designet til topunktskalibrering af DIESTRO-analysatorer. Tillader måling af Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ og Li⁺ ved den ionselektive metode (ISE).</p>
<p><u>Περιγραφή προϊόντος:</u> Το πακέτο αποτελείται από: • Standard A: 2 φιάλες x 250 ml. • Standard B: 1 φιάλη x 250 ml. • Δοχείο απορριμμάτων</p>	<p><u>Produkt beskrivelse:</u> Pakken er sammensat af: • Standard A: 2 flasker x 250 ml. • Standard B: 1 flaske x 250 ml. • Affaldsbeholder</p>
<p><u>Συστατικά:</u> Το ΣΕΤ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ISE W αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένα, μη βιολογικά, υδατικά διαλύματα. Δεν περιέχει ανθρώπινο ή βόειο ορό.</p>	<p><u>Komponenter:</u> ISE KALIBRERING MODUL PAKKE W er sammensat af specielt formulerede, ikke-biologiske, vandige opløsninger. Det indeholder ikke humant eller bovint serum.</p>
<p><u>Ιχνηλασιμότητα:</u> Ζητήστε πληροφορίες στην JS Medicina Electrónica.</p>	<p><u>Sporbarhed:</u> Anmod om oplysninger til JS Medicina Electrónica.</p>
<p><u>Προοριζόμενοι χρήστες:</u> Βιοχημικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, τεχνικοί εργαστηρίων, ιατροτεχνολόγοι και οποιοσδήποτε άλλος σχετικός επαγγελματίας σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της ΕΕ και της χώρας.</p>	<p><u>Påtænkte brugere:</u> Biokemikere, læger, farmaceuter, biologer, laboratorieteknikere, medicinske teknologer og enhver anden relateret professionel i henhold til EU- og landespecifikke regler.</p>
<p><u>Αποθήκευση και χειρισμός:</u> Φυλάσσετε τα κλειστά δοχεία, χωρίς να υπερβείτε την ημερομηνία λήξης, σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 35°C. Χρήση σε θερμοκρασία δωματίου.</p>	<p><u>Opbevaring og håndtering:</u> Opbevar uåbnede beholdere, uden at overskride udløbsdatoen, mellem 5 og 35°C. Bruges ved stuetemperatur.</p>
<p><u>Οδηγίες χρήσης:</u> 1.- Συνδέστε τη συσκευασία στον εξοπλισμό. 2.- Εκτελέστε βαθμονόμηση. 3.- Πραγματοποιήστε ποιοτικό έλεγχο με DIESTRO Trilevel IN 0750 ή/και Diestro Control IN 0700/0709. 4.- Συνεχίστε με τις μετρήσεις.</p>	<p><u>Brugsanvisning:</u> 1.- Tilslut pakken til udstyret. 2.- Udfør kalibrering. 3.- Udfør en kvalitetskontrol med DIESTRO Trilevel IN 0750 og/eller Diestro Control IN 0700/0709. 4.- Fortsæt med målingerne.</p>
<p><u>Προσοχή:</u> 1.- Διατηρείτε το δοχείο απορριμμάτων (κόκκινο καπάκι) καλά κλειστό γιατί μπορεί να περιέχει δυνητικά μολυσματικά απόβλητα, να το χειρίζεστε με γάντια και να μην πιπιλάτε. 2.- Η άδεια συσκευασία περιέχει δυνητικά μολυσματικά απόβλητα. 3.- Κρατήστε τα καπάκια, για να κλείσετε τα μπουκάλια του kit τη στιγμή της απόρριψής του. 4.- Βεβαιωθείτε ότι κάθε πακέτο βαθμονόμησης έχει το δικό του uChip ελέγχου συνδεδεμένο στον εξοπλισμό 5.- Μην αναμινύετε καπάκια μπουκαλιών και σωληνώσεις.</p>	<p><u>Advarsel:</u> 1.- Hold affaldsbeholderen (rødt låg) ordentligt lukket, da den kan indeholde potentielt smittefarligt affald, håndteres med handsker og sprøjt ikke. 2.- Den tomme pakke indeholder potentielt smittefarligt affald. 3.- Behold lågene, for at lukke flaskerne med sættet, når det kasseres. 4.- Sørg for, at hver kalibreringspakke har sin egen kontrol uChip tilsluttet udstyret 5.- Bland ikke flaskehætter og slanger.</p>
<p><u>Αναμενόμενες τιμές και αποτέλεσμα:</u> Συμβουλευτείτε τις τιμές αναφοράς του εργαστηρίου σας. Σε περίπτωση μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων, επαναβαθμονόμηση και έλεγχος με DIESTRO Trilevel IN 0750 ή/και DIESTRO Control IN 0700/0709.</p>	<p><u>Forventede værdier og resultat:</u> Se referenceværdierne for dit laboratorium. I tilfælde af uventede resultater, genkalibrer og kontroller med DIESTRO Trilevel IN 0750 og/eller DIESTRO Control IN 0700/0709</p>
<p><u>Προειδοποιήσεις:</u> 1.- Αυτά τα προϊόντα προορίζονται για χρήση ως πρότυπα βαθμονόμησης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ποιοτικός έλεγχος. 2.- Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται προορίζονται για ιατρική ερμηνεία. 3.- Επαγγελματική εργαστηριακή χρήση. 4.- Το αντιδραστήριο προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση.</p>	<p><u>Advarsler:</u> 1.- Disse produkter er beregnet til brug som kalibreringsstandarder og bør ikke bruges som kvalitetskontrol. 2.- De opnåede resultater er til medicinsk fortolkning. 3.- Professionel laboratoriebrug. 4.- Reagenset er til in vitro diagnostisk brug.</p>
<p><u>Διάθεση:</u> Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>	<p><u>Bortskaffelse:</u> Bortskaf pakken i overensstemmelse med lokale regler.</p>

ENSEMBLE DE MODULES D'ÉTALONNAGE ISE W ISE KALIBRAVIMO MODULIŲ PAKETAS W

REF IN 0105
















<p>Utilisation prévue : Solutions conçues pour l'étalonnage en deux points des analyseurs DIESTRO. Permet la mesure de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ et Li⁺ par la méthode sélective d'ions (ISE).</p>	<p>Intended Use: Paskirtis: Sprendimai, skirti DIESTRO analizatorių dviejų taškų kalibravimui. Leidžia išmatuoti Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ ir Li⁺ jonų selektyvumo metodu (ISE).</p>
<p>Description du produit: Le pack est composé de : • Norme A : 2 flacons de 250 ml. • Norme B : 1 flacon de 250 ml. • Conteneur à déchets</p>	<p>Prekės aprašymas: Pakuotė sudaryta iš: • Standartinis A: 2 buteliai x 250 ml. • Standartinis B: 1 buteliukas x 250 ml. • Atliekų konteineris</p>
<p>Composants: ENSEMBLE DE MODULES D'ÉTALONNAGE ISE W est composé de solutions aqueuses non biologiques spécialement formulées. Il ne contient pas de sérum humain ou bovin.</p>	<p>Komponentai: ISE KALIBRAVIMO MODULIŲ PAKETAS W yra sudarytas iš specialiai sukurtų nebiologinių vandeninių tirpalų. Jame nėra žmogaus ar galvijų serumo.</p>
<p>Tracabilité: Demander des informations à JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Atsekamumas: Informacijos teirautis JS Medicina Electrónica.</p>
<p>Utilisateurs visés : Biochimistes, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, technologues médicaux et tout autre professionnel connexe conformément aux réglementations spécifiques de l'UE et des pays.</p>	<p>Numatyti vartotojai: Biochemikai, gydytojai, vaistininkai, biologai, laborantai, medicinos technologai ir bet kurie kiti susiję specialistai pagal ES ir šalies specifinius reglamentus.</p>
<p>Stockage et manutention : Conserver les contenants non ouverts, sans dépasser la date de péremption, entre 5 et 35 °C. Utiliser à température ambiante.</p>	<p>Sandėliavimas ir tvarkymas: Laikyti neatidarytas talpyklas, nepasibaigus galiojimo laikui, 5–35°C temperatūroje. Naudoti kambario temperatūroje.</p>
<p>Mode d'emploi: 1.- Connecter le pack à l'équipement. 2.- Effectuer le calibrage. 3.- Effectuer un contrôle de qualité avec DIESTRO Trilevel IN 0750 et/ou Diestro Control IN 0700/0709. 4.- Procéder aux mesures.</p>	<p>Naudojimo instrukcijos: 1.- Prijunkite paketą prie įrangos. 2.- Atlikite kalibravimą. 3.- Atlikite kokybės kontrolę naudodami DIESTRO Trilevel IN 0750 ir (arba) Diestro Control IN 0700/0709. 4.- Tęskite matavimus.</p>
<p>Mise en garde: 1.- Gardez le récipient à déchets (couverture rouge) bien fermé car il peut contenir des déchets potentiellement infectieux, manipulez-le avec des gants et ne faites pas d'éclaboussures. 2.- Le Pack vide contient des déchets potentiellement infectieux. 3.- Gardez les couvercles, pour fermer les bouteilles du Kit au moment de le jeter. 4.- Assurez-vous que chaque pack d'étalonnage a sa propre uChip de contrôle connectée à l'équipement 5.- Ne mélangez pas les bouchons des bouteilles et les tubes.</p>	<p>Atsargiai: 1.- Atliekų konteinerį (raudoną dangtelį) laikykite tinkamai uždarytą, nes jame gali būti potencialiai užkrečiamų atliekų, tvarkykite su pirštinėmis ir neaptašykite. 2.- Tuščioje pakuotėje yra potencialiai užkrečiamų atliekų. 3.- Laikykite dangtelius, kad išmesdami rinkinio butelius uždarykite. 4.- Įsitikinkite, kad kiekvienas kalibravimo paketas turi savo valdymo lustą, prijungtą prie įrangos 5.- Nemaišykite butelių dangtelių ir vamzdelių.</p>
<p>Valeurs attendues et résultat : Consultez les valeurs de référence de votre laboratoire. En cas de résultats inattendus, recalibrer et vérifier avec DIESTRO Trilevel IN 0750 et/ou DIESTRO Control IN 0700/0709.</p>	<p>Numatomos vertės ir rezultatas: Peržiūrėkite savo laboratorijos pamatines vertes. Atsiradus netikėtiems rezultatams, iš naujo kalibruokite ir patikrinkite naudodami DIESTRO Trilevel IN 0750 ir (arba) DIESTRO Control IN 0700/0709.</p>
<p>Mises en garde: 1.- Ces produits sont destinés à être utilisés comme standards d'étalonnage et ne doivent pas être utilisés comme contrôle qualité. 2.- Les résultats obtenus sont destinés à une interprétation médicale. 3.- Utilisation professionnelle en laboratoire. 4.- Le réactif est destiné à un usage diagnostique in vitro.</p>	<p>Ispėjimai: 1.- Šie gaminiai yra skirti naudoti kaip kalibravimo standartai ir neturėtų būti naudojami kaip kokybės kontrolė. 2.- Gauti rezultatai skirti medicininiam aiškinimui. 3.- Profesionalus naudojimas laboratorijoje. 4.- Reagentas skirtas in vitro diagnostikai.</p>
<p>Disposition: Jetez le pack conformément aux réglementations locales.</p>	<p>Šalinimas: Išmeskite pakuotę pagal vietines taisykles.</p>

PACOTE DO MÓDULO DE CALIBRAÇÃO ISE W ISE CALIBRARE MODULE PACHET W

REF IN 0105

<p>Uso pretendido: Soluções projetadas para calibração de dois pontos de analisadores DIESTRO. Permite a medição de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ e Li⁺ pelo método seletivo de íons (ISE).</p>	<p>Utilizarea prevăzută: Soluții concepute pentru calibrarea în două puncte a analizoarelor DIESTRO. Permite măsurarea Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ și Li⁺ prin metoda ion selectivă (ISE).</p>
<p>Descrição do produto: O pacote é composto por: • Padrão A: 2 frascos x 250 ml. • Padrão B: 1 frasco x 250 ml. • Recipiente de resíduos</p>	<p>Descrierea produsului: Pachetul este compus din: • Standard A: 2 sticle x 250 ml. • Standard B: 1 flacon x 250 ml. • • Container de resturi</p>
<p>Componentes: O PACOTE DO MÓDULO DE CALIBRAÇÃO ISE W é composto por soluções aquosas não biológicas especialmente formuladas. Não contém soro humano ou bovino.</p>	<p>Componente: ISE CALIBRARE MODULE PACHET W este compus din soluții apoase, non-biologice, special formulate. Nu conține ser uman sau bovin.</p>
<p>Rastreabilidade: Solicite informações à JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Trasabilitate: Solicitați informații către JS Medicina Electrónica.</p>
<p>Usuários pretendidos: Bioquímicos, médicos, farmacêuticos, biólogos, técnicos de laboratório, tecnólogos médicos e qualquer outro profissional relacionado de acordo com os regulamentos específicos da UE e do país.</p>	<p>Utilizatori vizati: Biochimisti, medici, farmacisti, biologi, tehnicieni de laborator, tehnologi medicali și orice alt profesionist înrudit conform reglementărilor UE și specifice țării.</p>
<p>Armazenamento e Manuseio: Armazenar os recipientes fechados, sem ultrapassar o prazo de validade, entre 5 a 35°C. Use em temperatura ambiente.</p>	<p>Depozitare și manipulare: Depozitați recipientele nedeschise, fără a depăși data de expirare, între 5 și 35°C. Utilizați la temperatura camerei.</p>
<p>Instruções de uso: 1.- Conecte o pacote ao equipamento. 2.- Efetuar a calibração. 3.- Realizar um controle de qualidade com DIESTRO Trilevel IN 0750 e/ou Diestro Control IN 0700/0709. 4.- Proceda com as medições.</p>	<p>Instructiuni de folosire: 1.- Conectați pachetul la echipament. 2.- Efectuați calibrarea. 3.- Efectuați un control de calitate cu DIESTRO Trilevel IN 0750 și/sau Diestro Control IN 0700/0709. 4.- Continuați cu măsurătorile.</p>
<p>Cuidado: 1.- Manter o recipiente de resíduos (tampa vermelha) devidamente fechado, pois pode conter resíduos potencialmente infecciosos, manusear com luvas e não respingar. 2.- A embalagem vazia contém resíduos potencialmente infecciosos. 3.- Guarde as tampas, para fechar os frascos do Kit na hora de descartá-lo. 4.- Certifique-se de que cada pacote de calibração tenha seu próprio uChip de controle conectado ao equipamento 5.- Não misture tampas de garrafas e tubos.</p>	<p>Prudentă: 1.- Păstrați recipientul pentru deșeuri (capacul roșu) bine închis deoarece poate conține deșeuri potențial infecțioase, manevrați cu mănuși și nu stropiți. 2.- Pachetul gol conține deșeuri potențial infecțioase. 3.- Păstrați capacele, pentru a închide sticlele Kitului în momentul aruncării acestuia. 4.- Asigurați-vă că fiecare pachet de calibrare are propriul uChip de control conectat la echipament 5.- Nu amestecați capacele de sticle și tubulatura.</p>
<p>Valores esperados e resultado: Consulte os valores de referência do seu laboratório. Em caso de resultados inesperados, recalibre e verifique com DIESTRO Trilevel IN 0750 e/ou DIESTRO Control IN 0700/0709.</p>	<p>Valori așteptate și rezultat: Consultați valorile de referință ale laboratorului dumneavoastră. În cazul unor rezultate neașteptate, recalibrați și verificați cu DIESTRO Trilevel IN 0750 și/sau DIESTRO Control IN 0700/0709.</p>
<p>Avisos: 1.- Estes produtos destinam-se ao uso como padrões de calibração e não devem ser usados como controle de qualidade. 2.- Os resultados obtidos são para interpretação médica. 3.- Utilização laboratorial profissional. 4.- O reagente é para uso diagnóstico in vitro.</p>	<p>Avertizări: 1.- Aceste produse sunt destinate utilizării ca standarde de calibrare și nu trebuie utilizate ca control al calității. 2.- Rezultatele obținute sunt pentru interpretare medicală. 3.- Utilizare profesională în laborator. 4.- Reactivul este pentru diagnostic in vitro.</p>
<p>Disposição: Descarte a embalagem de acordo com os regulamentos locais.</p>	<p>Eliminare: Aruncați ambalajul în conformitate cu reglementările locale.</p>

ΣÍΜΒΟΛΟΣ / SYMBOLS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SYMBOLER / SYMBOLES / SIMBOLIAI / SÍΜΒΟΛΟΣ / SIMBOLURI

	<p>Este producto cumple con los requerimientos previstos por el REGLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro". <i>This product complies with the requirements of the REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 for in vitro diagnostic medical devices.</i> Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Dette produkt oppfyller kravene i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/746 af 5. april 2017 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ce produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/746 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Šis produktas atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Acest produs respectă cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.</p>		<p>Representante autorizado en la Comunidad Europea. <i>Authorized representative in the European Union. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. . Représentant autorisé dans l'Union européenne. . Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje. Este produto cumpre as exigências do regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 2017 para dispositivos médicos in vitro diagnóstico.. . Representante autorizado na União Europeia. . Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană.</i></p>
			<p>Uso diagnóstico in vitro. <i>In vitro diagnostic medical device. In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή. . Bemyndiget repræsentant i Den Europæiske Union. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Dispositif médical de diagnostic in vitro. In vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Dispositivo médico de diagnóstico in vitro. Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro.</i></p>
	<p>Fecha de vencimiento. <i>Use-by-date. Χρήση κατά ημερομηνία.Χρήση κατά ημερομηνία. Brugsdato. Date limite de consommation. Naudojimo data. Utilizare după dată.</i></p>		<p>Límite de temperatura. <i>Temperature limit. Όριο θερμοκρασίας. Temperaturgrænse. Limite de température. Temperatūros riba. Uso por data. Limite de temperatura. Limita de temperatură</i></p>
	<p>Riesgo biológico. <i>Biohazard. Βιολογικός κίνδυνος. Biologisk farlige. Danger biologique. Biologinis pavojus. Risco biológico. Risc biologic</i></p>		<p>Número de catálogo. <i>Catalogue number. Αριθμός καταλόγου. Katalognummer. Numéro de catalogue. Katalogo numeris. Número do catálogo. Numărul catalogului.</i></p>
	<p>Fabricante. <i>Manufacturer. Βιομήχανος. Fabrikant. Fabricant. Gamintojas Fabricante. Producător</i></p>		<p>Lote. <i>Batch code. Κωδικός παρτίδας. BatchkodeCode de lot. Paketo kodas.Código de lote. Codul lotului</i></p>
	<p>Identificación única. <i>Unique device identifier. Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής. Unik enhedsidentifikator. Identificateur unique de l'appareil. Unikalusis įrenginio identifikatorius. Identificador de dispositivo único. Identificator unic al dispozitivului.</i></p>		<p>Instrucciones de uso. <i>Instructions for use. Οδηγίες χρήσης. Instruktioner til brug. Mode d'emploi. Naudojimo instrukcijos. Instruções de uso. Instrucțiuni de utilizare.</i></p>
	<p>Conexión Standard A del pack. <i>Pack's Standard A connection. Σύνδεση Standard A του Pack. Pack's Standard A-forbindelse. Connexion standard A du pack. Pack standartinis A ryšys. Conexão padrão A do pack. Conexiunea standard A a pachetului</i></p>		<p>Conexión Standard B del pack. <i>Pack's Standard B connection. Σύνδεση Standard B του Pack. Pack's Standard B-forbindelse. Connexion standard B du pack. Pack standartinis B ryšys. Conexão padrão B do pack. Conexiunea standard B a pachetului</i></p>
	<p>Conexión uChip del pack. <i>Pack's uChip connection. Σύνδεση uChip του πακέτου. Packs uChip-forbindelse. Connexion uChip du pack. Pack's uChip jungtis Conexão uChip do pack. Conexiunea uChip a pachetului</i></p>		<p>Solución de lavado intensivo. <i>Intensive cleaning solution. Λύση εντατικού καθαρισμού. Intensiv rengøringsløsning. Solution de nettoyage intensif. Intensyvaus valymo tirpalas. Solução de limpeza intensiva. Soluție de curățare intensivă</i></p>

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
 C/Horacio Lengo N°18,
 CP29006, Málaga-Spain
 Tel: +34 951 214 054
 E-Mail: info@cmcmedicaldevices.com



JS Medicina Electrónica S.R.L.
 Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Buenos Aires - Argentina
 Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com
 DT: Farm. Marcelo Miranda - MN N°13104 - MP N°15964
 Industria Argentina / Made in Argentina
 Uso profesional exclusivo.