

REACTIVO PARA TCO2 TCO2 REAGENT

REF IN 0106

<p>Uso Previsto: Solución diseñada para la medición de TCO₂ en muestras de suero, plasma y sangre entera. La solución está destinada exclusivamente para utilizar en los analizadores DIESTRO.</p>	<p>Intended Use: <i>Solution designed for the measurement of TCO₂ in serum, plasma and whole blood samples. The solution is intended exclusively for use in DIESTRO analyzers.</i></p>
<p>Descripción del Producto: · 1 botella x 100 ml.-</p>	<p>Product Description: · 1 bottle x 100 ml.-</p>
<p>Componentes: El REACTIVO PARA TCO2 es una solución no biológica de formulación especial. Es una solución acuosa salina y no contiene suero humano ni bovino.</p>	<p>Components: <i>The TCO2 REAGENT is a non-biological solution of special formulation. Does not contain human or bovine serum, is an aqueous solution.</i></p>
<p>Trazabilidad: Solicitar información a JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Traceability: <i>Request Information to JS Medicina Electrónica.</i></p>
<p>Usuarios previstos: Bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos y cualquier otro profesional afín según regulaciones de la UE y las específicas de cada país.</p>	<p>Intended users: <i>Biochemists, physicians, pharmacists, biologists, laboratory technicians, medical technologists and any other related professional according to EU and country specific regulations.</i></p>
<p>Conservación y manipulación: Conservar la botella cerrada entre 5 – 35 °C. Usar a temperatura ambiente sin exceder la fecha de vencimiento.</p>	<p>Storage and Handling: <i>Keep the bottle closed between 5 - 35 °C. Use at room temperature without exceeding the expiration date.</i></p>
<p>Instrucciones de uso: 1.- Conectar la tubería al equipo. 2.- Realizar una purga. 3.- Sólo en casos necesarios calibrar siguiendo indicaciones del analizador.</p>	<p>Instructions for use: <i>1.- Connect the piping to the analyzer. 2.- Perform a purge. 3.- Only if necessary calibrate according to the analyzer's instructions.</i></p>
<p>Precaución: El REACTIVO PARA TCO2 es de uso <i>in vitro</i>.</p>	<p>Caution: <i>The TCO2 REAGENT is for in vitro use.</i></p>
<p>Advertencias: 1.- Este producto está previsto para ser utilizado en los analizadores DIESTRO. 2.- Uso profesional de laboratorio. 3.- La calibración de TCO₂ se realiza en fábrica y en situaciones especiales. Consulte en el manual de usuario la sección "Mantenimiento o Service del módulo TCO₂".</p>	<p>Warnings: <i>1.- These products are intended for use in DIESTRO analyzers only. 2.- Professional laboratory use. 3.- TCO₂ calibration is performed at the factory and in special situations. Refer to the "TCO₂ module maintenance or service" section in the user's manual.</i></p>
<p>Valores esperados y resultados: Se recomienda realizar un control con tres (3) niveles de concentración con TCO2 QC IN 0751 antes de realizar la medición de las muestras.</p>	<p>Expected values and result: <i>It is recommended to perform a control with three (3) concentration levels with TCO2 QC IN 0751 before measuring the samples.</i></p>
<p>Descarte: Los residuos deben disponerse de acuerdo con las regulaciones locales.</p>	<p>Disposal: <i>Waste must be disposed of in accordance with local regulations.</i></p>

TCO₂ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

TCO₂ REAGENS

<u>Προοριζόμενη χρήση:</u> Διάλυμα σχεδιασμένο για τη μέτρηση του TCO ₂ σε δείγματα ορού, πλάσματος και ολόκληρου του αίματος. Το διάλυμα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε αναλυτές DIESTRO.	<u>Tilsiqtet anvendelse:</u> Opløsning designet til måling af TCO ₂ i serum-, plasma- og fuldblodsprøver. Løsningen er udelukkende beregnet til brug i DIESTRO-analysatorer.
<u>Περιγραφή προϊόντος:</u> · 1 φιάλη x 100 ml.	<u>Produkt Beskrivelse:</u> · 1 flaske x 100 ml.-
<u>Στοιχεία:</u> Το αντιδραστήριο TCO ₂ είναι ένα μη βιολογικό διάλυμα ειδικής σύνθεσης. Δεν περιέχει ανθρώπινο ή ορό βοοειδών, είναι υδατικό διάλυμα.	<u>Komponenter:</u> TCO ₂ REAGENS er en ikke-biologisk opløsning af speciel formulering. Indeholder ikke humant eller kvægserum, er en vandig opløsning.
<u>Ιχνηλασιμότητα:</u> Ζητήστε πληροφορίες στην JS Medicina Electrónica.	<u>Sporbarhed:</u> Anmod om oplysninger til JS Medicina Electrónica.
<u>Προοριζόμενοι χρήστες:</u> Βιοχημικοί, ιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, τεχνικοί εργαστηρίων, ιατροί τεχνολόγοι και οποιοσδήποτε άλλος σχετικός επαγγελματίας σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της ΕΕ και της χώρας.	<u>Tilsiqtede brugere:</u> Biokemikere, læger, farmaceuter, biologer, laboranter, medicinske teknologer og enhver anden beslægtet professionel i henhold til EU- og landespecifikke regler.
<u>Αποθήκευση και χειρισμός:</u> Κρατήστε τη φιάλη κλειστή μεταξύ 5 - 35 °C. Χρήση σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς υπέρβαση της ημερομηνίας λήξης.	<u>Opbevaring og håndtering:</u> Hold flasken lukket mellem 5 - 35 °C. Anvendes ved stuetemperatur uden at overskride udløbsdatoen.
<u>Οδηγίες χρήσης:</u> 1.- Συνδέστε τις σωληνώσεις στον αναλυτή. 2.- Εκτελέστε μια εκκαθάριση. 3.- Μόνο εάν είναι απαραίτητο βαθμονομήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του αναλυτή.	<u>Brugsanvisning:</u> 1.- Tilslut rørene til analysatoren. 2.- Udfør en udrensning. 3.- Kalibrer kun om nødvendigt i henhold til analysatorens anvisninger.
<u>Προσοχή:</u> Το αντιδραστήριο TCO ₂ προορίζεται για χρήση in vitro.	<u>Forsigtighed:</u> TCO ₂ REAGENT er til in vitro-brug.
<u>Προειδοποιήσεις:</u> 1.- Αυτά τα προϊόντα προορίζονται για χρήση μόνο σε αναλυτές DIESTRO. 2.- Επαγγελματική εργαστηριακή χρήση. 3.- Η βαθμονόμηση TCO ₂ πραγματοποιείται στο εργοστάσιο και σε ειδικές καταστάσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση ή υπηρεσία λειτουργικής μονάδας TCO ₂ " στο εγχειρίδιο χρήσης.	<u>Advarsler:</u> 1.- Disse produkter er kun beregnet til brug i DIESTRO-analysatorer. 2.- Professionel laboratoriebrug. 3.- TCO ₂ -kalibrering udføres på fabrikken og i særlige situationer. Se afsnittet "Vedligeholdelse eller service af TCO ₂ -modul" i brugervejledningen.
<u>Αναμενόμενες τιμές και αποτέλεσμα:</u> Συνιστάται η διενέργεια ελέγχου με τρία (3) επίπεδα συγκέντρωσης με DIESTRO TCO ₂ QC πριν από τη μέτρηση των δειγμάτων.	<u>Forventede værdier og resultat:</u> Det anbefales at udføre en kontrol med tre (3) koncentrationsniveauer med DIESTRO TCO ₂ QC, før prøverne måles.
<u>Διάθεση:</u> Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.	<u>Bortskaffelse:</u> Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

RÉACTIF TCO₂















TCO₂ REAGENTAS

<p><u>Utilisation prévue :</u> Solution conçue pour la mesure du TCO₂ dans des échantillons de sérum, de plasma et de sang total. La solution est destinée exclusivement à être utilisée dans les analyseurs DIESTRO.</p>	<p><u>Numatomas naudojimas:</u> Tirpalas, skirtas TCO₂ matavimui serumo, plazmos ir viso kraujo mėginiuose. Sprendimas skirtas naudoti tik DIESTRO analizatoriuose.</p>
<p><u>Description du produit:</u> · 1 bouteille x 100 ml. -</p>	<p><u>Produkto aprašymas:</u> · 1 butelis x 100 ml. -</p>
<p><u>Composants:</u> Le réactif TCO₂ est une solution non biologique de formulation spéciale. Ne contient pas de sérum humain ou bovin, est une solution aqueuse.</p>	<p><u>Komponentai:</u> TCO₂ REAGENT yra specialios sudėties nebiologinis tirpalas. Sudėtyje nėra žmogaus ar galvijų serumo, yra vandeninis tirpalas.</p>
<p><u>Traçabilité:</u> Demandez des informations à JS Medicina Electrónica.</p>	<p><u>Atsekamumas:</u> Prašyti informacijos JS Medicina Electrónica.</p>
<p><u>Utilisateurs prévus :</u> Biochimistes, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, technologues médicaux et tout autre professionnel connexe conformément aux réglementations de l'UE et des pays.</p>	<p><u>Numatomi vartotojai:</u> Biochemikai, gydytojai, vaistininkai, biologai, laboratorijų technikai, medicinos technologai ir bet kuris kitas susijęs specialistas pagal ES ir konkrečios šalies reglamentus.</p>
<p><u>Entreposage et manutention :</u> Gardez la bouteille fermée entre 5 et 35 °C. Utiliser à température ambiante sans dépasser la date de péremption.</p>	<p><u>Sandėliavimas ir tvarkymas:</u> Laikykite buteliuką uždarytą nuo 5 iki 35 °C. Naudokite kambario temperatūroje, neviršydami galiojimo pabaigos datos.</p>
<p><u>Mode d'emploi :</u> 1.- Connectez la tuyauterie à l'analyseur. 2.- Effectuer une purge. 3.- Seulement si nécessaire calibrer selon les instructions de l'analyseur.</p>	<p><u>Naudojimo instrukcijos:</u> 1.- Prijunkite vamzdinius prie analizatoriaus. 2.- Atlikite valymą. 3.- Tik tada, kai reikia kalibruoti pagal analizatoriaus instrukcijas.</p>
<p><u>Prudence:</u> Le réactif TCO₂ est destiné à une utilisation in vitro.</p>	<p><u>Atsargiai:</u> TCO₂ REAGENT skirtas naudoti in vitro.</p>
<p><u>Avertissements:</u> 1.- Ces produits sont destinés à être utilisés dans les analyseurs DIESTRO uniquement. 2.- Utilisation professionnelle en laboratoire. 3.- L'étalonnage du TCO₂ est effectué en usine et dans des situations particulières. Reportez-vous à la section « Maintenance ou service du module TCO₂ » du manuel de l'utilisateur.</p>	<p><u>Ispėjimai:</u> 1.- Šie produktai yra skirti naudoti tik DIESTRO analizatoriuose. 2.- Profesionalus laboratorinis naudojimas. 3.- TCO₂ kalibravimas atliekamas gamykloje ir ypatingomis situacijomis. Žiūrėkite vartotojo vadovo skyrių "TCO₂ modulio priežiūra arba aptarnavimas".</p>
<p><u>Valeurs et résultats attendus :</u> Il est recommandé d'effectuer un contrôle avec trois (3) niveaux de concentration avec DIESTRO TCO₂ QC avant de mesurer les échantillons.</p>	<p><u>Numatomos vertės ir rezultatas:</u> Prieš matuojant mėginius, rekomenduojama atlikti kontrolę su trimis (3) koncentracijos lygiais su DIESTRO TCO₂ QC.</p>
<p><u>Disposition:</u> Les déchets doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.</p>	<p><u>Šalinimo:</u> Atliekos turi būti šalinamos pagal vietinius reglamentus.</p>

REAGENTE TCO₂

REACTIV TCO₂

<p><u>Uso pretendido:</u> Solução projetada para a medição de TCO₂ em amostras de soro, plasma e sangue inteiro. A solução destina-se exclusivamente ao uso em analisadores DIESTRO.</p>	<p><u>Utilizare preconizată:</u> Soluție concepută pentru măsurarea TCO₂ în probele de ser, plasmă și sânge integral. Soluția este destinată exclusiv utilizării în analizoarele DIESTRO.</p>
<p><u>Descrição do produto:</u> · 1 garrafa x 100 ml.</p>	<p><u>Descrierea produsului:</u> · 1 sticlă x 100 ml. -</p>
<p><u>Componentes:</u> O TCO₂ REAGENT é uma solução não biológica de formulação especial. Não contém soro humano ou bovino, é uma solução aquosa.</p>	<p><u>Componente:</u> REACTIVUL TCO₂ este o soluție non-biologică cu formulă specială. Nu conține ser uman sau bovin, este o soluție apoasă.</p>
<p><u>Rastreabilidade:</u> Solicite informações à JS Medicina Electrónica.</p>	<p><u>Trasabilitatea:</u> Solicitați informații către JS Medicina Electrónica.</p>
<p><u>Usuários pretendidos:</u> Bioquímicos, médicos, farmacêuticos, biólogos, técnicos de laboratório, tecnólogos médicos e qualquer outro profissional relacionado de acordo com regulamentos específicos da UE e do país.</p>	<p><u>Utilizatorii vizati:</u> Biochimiști, medici, farmaciști, biologi, tehnicieni de laborator, tehnologi medicali și orice alt profesionist conex, în conformitate cu reglementările specifice UE și țării.</p>
<p><u>Armazenamento e manuseio:</u> Mantenha a garrafa fechada entre 5 a 35 °C. Use em temperatura ambiente sem exceder a data de validade.</p>	<p><u>Depozitare și manipulare:</u> Păstrați flaconul închis între 5 - 35 ° C. Utilizați la temperatura camerei fără a depăși data de expirare.</p>
<p><u>Instruções de uso:</u> 1.- Conecte a tubulação ao analisador. 2.- Faça um expurgo. 3.- Somente se necessário calibrar de acordo com as instruções do analisador.</p>	<p><u>Instrucțiuni de utilizare:</u> 1.- Conectați conductele la analizor. 2.- Efectuați o epurare. 3.- Numai dacă este necesar calibrați în conformitate cu instrucțiunile analizorului.</p>
<p><u>Cuidado:</u> O TCO₂ REAGENT é para uso in vitro.</p>	<p><u>Prudentă:</u> REACTIVUL TCO₂ este destinat utilizării in vitro.</p>
<p><u>Avisos:</u> 1.- Estes produtos destinam-se apenas a ser utilizados em analisadores DIESTRO. 2.- Uso profissional de laboratório. 3.- A calibração TCO₂ é realizada na fábrica e em situações especiais. Consulte a seção "Manutenção ou serviço do módulo TCO₂" no manual do usuário.</p>	<p><u>Avertismente:</u> 1.- Aceste produse sunt destinate utilizării numai în analizoarele DIESTRO. 2.- Utilizare profesională de laborator. 3.- Calibrarea TCO₂ se efectuează în fabrica și în situații speciale. Consultați secțiunea "Întreținere sau service modul TCO₂" din manualul de utilizare.</p>
<p><u>Valores e resultados esperados:</u> Recomenda-se realizar um controle com três (3) níveis de concentração com DIESTRO TCO₂ QC antes de medir as amostras.</p>	<p><u>Valorile așteptate și rezultatul:</u> Se recomandă efectuarea unui control cu trei (3) niveluri de concentrație cu DIESTRO TCO₂ QC înainte de măsurarea probelor.</p>
<p><u>Disposição:</u> Os resíduos devem ser eliminados de acordo com as normas locais.</p>	<p><u>Dispoziția:</u> Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.</p>

	<p>Este producto cumple con los requerimientos previstos por el REGLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro". <i>This product complies with the requirements of the REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 for in vitro diagnostic medical devices.</i> Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Dette produkt oppfyller kravene i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/746 af 5. april 2017 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ce produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/746 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Šis produktas atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Acest produs respectă cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.</p>		<p>Representante autorizado en la Comunidad Europea. <i>Authorized representative in the European Union. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. . Représentant autorisé dans l'Union européenne. . Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje. Este produto cumpre as exigências do regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 2017 para dispositivos médicos in vitro diagnóstico. . Representante autorizado na União Europeia. . Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană.</i></p>
	<p>Fecha de vencimiento. <i>Use-by-date. Χρήση κατά ημερομηνία.Χρήση κατά ημερομηνία. Brugsdato. Date limite de consommation. Naudojimo data. Utilizare după dată.</i></p>		<p>Límite de temperatura. <i>Temperature limit. Όριο θερμοκρασίας. Temperaturgrænse. Limite de température. Temperatūros riba. Uso por data. Limite de temperatura. Limita de temperatură</i></p>
	<p>Riesgo biológico. <i>Biohazard. Βιολογικός κίνδυνος. Biologisk farlige. Danger biologique. Biologinis pavojus. Risco biológico. Risc biologic</i></p>		<p>Número de catálogo. <i>Catalogue number. Αριθμός καταλόγου. Katalognummer. Numéro de catalogue. Katalog numeris. Número do catálogo. Numărul catalogului.</i></p>
	<p>Fabricante. <i>Manufacturer. Βιομήχανος. Fabrikant. Fabricant. Gamintojas Fabricante. Producător</i></p>		<p>Lote. <i>Batch code. Κωδικός παρτίδας. BatchkodeCode de lot. Paketo kodas.Código de lote. Codul lotului</i></p>
	<p>Identificación única. <i>Unique device identifier. Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής. Unik enhedsidentifikator. Identificateur unique de l'appareil. Unikalusis įrenginio identifikatorius. Identificador de dispositivo único. Identificator unic al dispozitivului.</i></p>		<p>Instrucciones de uso. <i>Instructions for use. Οδηγίες χρήσης. Instruktioner til brug. Mode d'emploi. Naudojimo instrukcijos. Instruções de uso. Instrucțiuni de utilizare.</i></p>
	<p>Conexión Standard A del pack. <i>Pack's Standard A connection. Σύνδεση Standard A του Pack. Pack's Standard A-forbindelse. Connexion standard A du pack. Pack standartinis A ryšys. Conexão padrão A do pack. Conexiunea standard A a pachetului</i></p>		<p>Conexión Standard B del pack. <i>Pack's Standard B connection. Σύνδεση Standard B του Pack. Pack's Standard B-forbindelse. Connexion standard B du pack. Pack standartinis B ryšys. Conexão padrão B do pack. Conexiunea standard B a pachetului</i></p>
	<p>Conexión uChip del pack. <i>Pack's uChip connection. Σύνδεση uChip του πακέτου. Packs uChip-forbindelse. Connexion uChip du pack. Pack's uChip jungtis Conexão uChip do pack. Conexiunea uChip a pachetului</i></p>		<p>Solución de lavado intensivo. <i>Intensive cleaning solution. Λύση εντατικού καθαρισμού. Intensiv rengøringsløsning. Solution de nettoyage intensif. Intensyvaus valymo tirpalas. Solução de limpeza intensiva. Soluție de curățare intensivă</i></p>

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.

C/Horacio Lengo N°18,
CP29006, Málaga-Spain
Tel: +34 951 214 054
E-Mail: info@cmcmmedicaldevices.com



JS Medicina Electrónica S.R.L.

Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com
DT: Farm. Marcelo Miranda - MN N°13104 - MP N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina
Uso profesional exclusivo.

