

DILUYENTE DE ORINA ISE ISE URINE DILUENT

REF IN 0300

<p>Uso Previsto: Solución diseñada para realizar la dilución de las muestras de orina para la medición de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ por el método de ión selectivo (ISE).</p>	<p>Intended Use: <i>Solution designed for dilution of urine samples for the measurement of Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ by the ion selective method (ISE).</i></p>
<p>Descripción del Producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 botella x 150 ml.- 	<p>Product Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 bottle x 150 ml.-
<p>Componentes: El DILUYENTE DE ORINA ISE, es una solución acuosa salina, no biológica, de formulación especial para la dilución de muestras de orina. No contiene suero humano ni bovino. No contiene Potasio.</p>	<p>Components: <i>ISE URINE DILUENT is an aqueous saline solution, non-biological, specially formulated for dilution of urine samples. It does not contain human or bovine serum. It does not contain potassium.</i></p>
<p>Trazabilidad: Solicitar información a JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Traceability: <i>Request Information to JS Medicina Electrónica.</i></p>
<p>Usuarios previstos: Bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos y cualquier otro profesional afín según regulaciones de la UE y las específicas de cada país.</p>	<p>Intended users: <i>Biochemists, physicians, pharmacists, biologists, laboratory technicians, medical technologists and any other related professional according to EU and country specific regulations.</i></p>
<p>Conservación y manipulación: Conservar la botella cerrada, sin exceder la fecha de vencimiento, entre 5 a 35 °C. Utilizar a temperatura ambiente.</p>	<p>Storage and Handling: <i>Keep the bottle closed, without exceeding the expiration date, between 5 to 35 °C. Use at room temperature.</i></p>
<p>Instrucciones de uso: 1.- Diluir la muestra de orina: 1 parte de orina y 4 partes de DILUYENTE DE ORINA ISE. 2.- Realizar la medición desde la sección "Orina" y verifique el valor correcto de dilución (por defecto 1:05).</p>	<p>Instructions for use: <i>1.-Dilute the urine sample: 1 part of urine and 4 parts of ISE URINE DILUENT. 2.- Perform the measurement from the "Urine" section and verify the correct dilution value (default 1:05).</i></p>
<p>Precaución: El reactivo es para uso diagnóstico <i>in vitro</i>. La manipulación de muestras potencialmente infecciosas requiere tomar las precauciones habituales de trabajo por el profesional.</p>	<p>Caution: <i>The reagent is for in vitro diagnostic use. The handling of potentially infectious samples requires the usual working precautions by the professional.</i></p>
<p>Valores esperados y resultados: Consultar los valores de referencia de su laboratorio. Las muestras pueden requerir una dilución diferente a la definida por defecto.</p>	<p>Expected values and result: <i>Consult the reference values of your laboratory. Samples may require a different dilution than the default dilution.</i></p>
<p>Advertencias: 1.- Este producto está previsto para ser utilizados en analizadores DIESTRO. 2.- Se recomienda usar SOLUCIÓN DE LAVADO INTENSIVO IN 0400 posteriormente a las muestras. Si el resultado de Sodio es menor al esperado, realizar un lavado con SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE SODIO IN 0600. 3.- Uso profesional de laboratorio. 4.- Uso diagnóstico <i>in vitro</i>.</p>	<p>Warnings: <i>1.- These products are intended for use in DIESTRO analyzers. 2.- It is recommended to use INTENSIVE WASHING SOLUTION IN 0400 afterwards to the samples. If the Sodium result is lower than expected, perform a wash with SODIUM CONDITIONING SOLUTION IN 0600. 3.- Professional laboratory use. 4.- In vitro diagnostic use.</i></p>
<p>Descarte: Los residuos deben disponerse de acuerdo con las regulaciones locales.</p>	<p>Disposal: <i>Waste must be disposed of in accordance with local regulations.</i></p>

SE ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΩΝ ISE URIN FORTYNDING

REF **IN 0300**

<p>Προβλεπόμενη χρήση: Διάλυμα σχεδιασμένο για αραιώση δειγμάτων ούρων για τη μέτρηση Na+ - K+ - Cl- με την επιλεκτική μέθοδο ιόντων (ISE).</p>	<p>Anvendelsesformål: Opløsning designet til fortynding af urinprøver til måling af Na+ - K+ - Cl- ved den ionselektive metode (ISE).</p>
<p>Περιγραφή προϊόντος:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 φιάλη x 150 ml.- 	<p>Produkt beskrivelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 flaske x 150 ml.-
<p>Συστατικά: Το ISE URINE DILUENT είναι ένα υδατικό αλατούχο διάλυμα, μη βιολογικό, ειδικά σχεδιασμένο για αραιώση δειγμάτων ούρων. Δεν περιέχει ανθρώπινο ή βόειο ορό. Δεν είναι περιέχουν κάλιο.</p>	<p>Komponenter: ISE URINE DILUENT er en vandig saltvandsopløsning, ikke-biologisk, specielt formuleret til fortynding af urinprøver. Det indeholder ikke humant eller bovint serum. Det gør ikke indeholder kalium.</p>
<p>Ιχνηλασιμότητα: Ζητήστε πληροφορίες στην JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Sporbarhed: Anmod om oplysninger til JS Medicina Electrónica.</p>
<p>Προοριζόμενοι χρήστες: Βιοχημικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, τεχνικοί εργαστηρίων, ιατροτεχνολόγοι και οποιοσδήποτε άλλος σχετικός επαγγελματίας σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της ΕΕ και της χώρας.</p>	<p>Påtænkte brugere: Biokemikere, læger, farmaceuter, biologer, laboratorieteknikere, medicinske teknologer og enhver anden relateret professionel i henhold til EU- og landespecifikke regler.</p>
<p>Αποθήκευση και χειρισμός: Διατηρείτε τη φιάλη κλειστή, χωρίς να υπερβείτε την ημερομηνία λήξης, μεταξύ 5 και 35 °C. Χρήση σε θερμοκρασία δωματίου.</p>	<p>Opbevaring og håndtering: Hold flasken lukket, uden at udløbsdatoen overskrides, mellem 5 og 35 °C. Bruges ved stuetemperatur.</p>
<p>Οδηγίες χρήσης: 1.-Αραίωση του δείγματος ούρων: 1 μέρος ούρων και 4 μέρη ISE URINE DILUENT. 2.- Εκτελέστε τη μέτρηση από την ενότητα "Ούρα" και επαληθεύστε τη σωστή τιμή αραιώσης (προεπιλογή 1:05).</p>	<p>Brugsanvisning: 1.-Fortynd urinprøven: 1 del urin og 4 dele ISE URINE FORTYDER. 2.- Udfør målingen fra afsnittet "Urin" og bekræft den korrekte fortyndingsværdi (standard 1:05).</p>
<p>Προσοχή: Το αντιδραστήριο προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση. Ο χειρισμός του Τα δυνητικά μολυσματικά δείγματα απαιτούν τις συνήθεις προφυλάξεις εργασίας από τον επαγγελματία.</p>	<p>Advarsel: Reagenset er til in vitro diagnostisk brug. Håndteringen af potentielt infektiøse prøver kræver de sædvanlige arbejdsforholdsregler af fagmanden.</p>
<p>Αναμενόμενες τιμές και αποτέλεσμα: Συμβουλευτείτε τις τιμές αναφοράς του εργαστηρίου σας. Τα δείγματα ενδέχεται να απαιτούν διαφορετική αραιώση από την προεπιλεγμένη αραιώση.</p>	<p>Forventede værdier og resultat: Se referenceværdierne for dit laboratorium. Prøver kan kræve en anden fortynding end standardfortyndingen.</p>
<p>Προειδοποιήσεις: 1.- Αυτά τα προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αναλυτές DIESTRO. 2.- Συνιστάται η χρήση ENTOTΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟ 0400 μετά στα δείγματα. Εάν το αποτέλεσμα Sodium είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο, κάντε πλύση με SODIUM CONDITIONING SOLUTION IN 0600. 3.- Επαγγελματική εργαστηριακή χρήση. 4.- Διαγνωστική χρήση in vitro.</p>	<p>Advarsler: 1.- Disse produkter er beregnet til brug i DIESTRO-analysatorer. 2.- Det anbefales at bruge INTENSIV VASKELØSNING I 0400 efterfølgende til prøverne. Hvis natriumresultatet er lavere end forventet, udfør en vask med SODIUM CONDITIONING SOLUTION IN 0600. 3.- Professionel laboratoriebrug. 4.- In vitro diagnostisk brug.</p>
<p>Διάθεση: Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>	<p>Bortskaffelse: Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.</p>

DILUANT D'URINE ISE ISE Šlapimo skiediklis
















REF **IN 0300**

<p>Utilisation prévue : Solution conçue pour la dilution d'échantillons d'urine pour la mesure de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ par la méthode sélective d'ions (ISE).</p>	<p>Paskirtis: Tirpalas, skirtas šlapimo mėginiams atskiesti Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ jonų atrankos metodu (ISE).</p>
<p>Description du produit:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 bouteille de 150 ml.- 	<p>Prekės aprašymas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 buteliukas x 150 ml.-
<p>Composants: ISE URINE DILUENT est une solution saline aqueuse, non biologique, spécialement formulée pour la dilution des échantillons d'urine. Il ne contient pas de sérum humain ou bovin. Ce ne est pas contiennent du potassium.</p>	<p>Komponentai: ISE URINE DILUENT yra vandeninis fiziologinis tirpalas, nebiologinis, specialiai sukurtas šlapimo mėginiams skiesti. Jame nėra žmogaus ar galvijų serumo. Tai nėra turi kalio.</p>
<p>Tracabilité: Demander des informations à JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Atsekamumas: Prašyti informacijos JS Medicina Electrónica.</p>
<p>Utilisateurs visés : Biochimistes, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, technologues médicaux et tout autre professionnel connexe conformément aux réglementations spécifiques de l'UE et des pays.</p>	<p>Numatyti vartotojai: Biochemikai, gydytojai, vaistinėms, biologai, laborantai, medicinos technologai ir bet kurie kiti susiję specialistai pagal ES ir šalies specifinius reglamentus.</p>
<p>Stockage et manutention : Conserver le flacon fermé, sans dépasser la date de péremption, entre 5 et 35 °C. Utiliser à température ambiante.</p>	<p>Sandėliavimas ir tvarkymas: Buteliuką laikykite uždarytą, nepasibaigus tinkamumo laikui, 5–35 °C temperatūroje. Naudoti kambario temperatūroje.</p>
<p>Naudojimo instrukcijos: 1.-Atskieskite šlapimo mėginį: 1 dalis šlapimo ir 4 dalys ISE URINE DLUENT. 2.- Atlikite matavimą skiltyje „Šlapimas“ ir patikrinkite teisingą praskiedimo vertę (numatytasis 1:05).</p>	<p>Mode d'emploi: 1.-Diluer l'échantillon d'urine : 1 volume d'urine et 4 volumes d'ISE URINE DILUENT. 2.- Effectuez la mesure à partir de la section "Urine" et vérifiez la valeur de dilution correcte (par défaut 1:05).</p>
<p>Mise en garde: Le réactif est destiné à un usage diagnostique in vitro. La manipulation de échantillons potentiellement infectieux nécessite les précautions de travail usuelles du professionnel.</p>	<p>Atsargiai: Reagentas skirtas in vitro diagnostikai. Tvarkymas potencialiai užkrečiamiems mėginiams reikia imtis įprastų specialisto atsargumo priemonių.</p>
<p>Valeurs attendues et résultat : Consultez les valeurs de référence de votre laboratoire. Les échantillons peuvent nécessiter une dilution différente de la dilution par défaut.</p>	<p>Numatomos vertės ir rezultatas: Peržiūrėkite savo laboratorijos pamatines vertes. Mėginius gali reikėti skiesti kitaip nei numatytasis skiedimas.</p>
<p>Mises en garde: 1.- Ces produits sont destinés à être utilisés dans les analyseurs DIESTRO. 2.- Il est recommandé d'utiliser la SOLUTION DE LAVAGE INTENSIF IN 0400 après les échantillons. Si le résultat de sodium est inférieur à celui attendu, effectuez un lavage avec SODIUM CONDITIONING SOLUTION IN 0600. 3.- Utilisation professionnelle en laboratoire. 4.- Utilisation diagnostique in vitro.</p>	<p>Ispėjimai: 1.- Šie gaminiai skirti naudoti DIESTRO analizatoriuose. 2.- Po to mėginiams rekomenduojama naudoti INTENSIVE WASHING SOLUTION IN 0400. Jei natrio rezultatas yra mažesnis nei tikėtasi, nuplaukite su SODIUM CONDITIONING SOLUTION IN 0600. 3.- Profesionalus naudojimas laboratorijoje. 4.- In vitro diagnostikos naudojimas.</p>
<p>Disposition: Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.</p>	<p>Šalinimas: Atliekos turi būti šalinamos laikantis vietinių taisyklių.</p>

DILUENTE DE URINA ISE
DILUANT DE URINĂ ISEREF **IN 0300**

Uso pretendido: Solução destinada à diluição de amostras de urina para medição de Na ⁺ - K ⁺ - Cl ⁻ pelo método íon seletivo (ISE).	Utilizarea prevăzută: Soluție concepută pentru diluarea probelor de urină pentru măsurarea Na ⁺ - K ⁺ - Cl ⁻ prin metoda ion selectivă (ISE).
Descrição do produto: <ul style="list-style-type: none">1 frasco x 150 ml.-	Descrierea produsului: <ul style="list-style-type: none">1 flacon x 150 ml.-
Componentes: ISE URINE DILUENT é uma solução salina aquosa, não biológica, especialmente formulada para diluição de amostras de urina. Não contém soro humano ou bovino. Isso não contém potássio.	Componente: ISE URINE DILUENT este o soluție apoasă salină, non-biologică, special formulată pentru diluarea probelor de urină. Nu conține ser uman sau bovin. Aceasta nu conține potasiu.
Rastreabilidade: Solicite Informação à JS Medicina Electrónica.	Trasabilitate: Solicitați informații către JS Medicina Electrónica.
Usuários pretendidos: Bioquímicos, médicos, farmacêuticos, biólogos, técnicos de laboratório, tecnólogos médicos e qualquer outro profissional relacionado de acordo com os regulamentos específicos da UE e do país.	Utilizatori vizati: Biochimisti, medici, farmacisti, biologi, tehnicieni de laborator, tehnologi medicali și orice alt profesionist înrudit conform reglementărilor UE și specifice țării.
Armazenamento e Manuseio: Manter o frasco fechado, sem ultrapassar o prazo de validade, entre 5 a 35 °C. Use em temperatura ambiente.	Depozitare și manipulare: Păstrați flaconul închis, fără a depăși data de expirare, între 5 și 35 °C. Utilizați la temperatura camerei.
Instruções de uso: 1.-Diluir a amostra de urina: 1 parte de urina e 4 partes de ISE URINE DILUENT. 2.- Efetue a medição da seção "Urina" e verifique o valor de diluição correto (padrão 1:05).	Instrucțiuni de folosire: 1.-Diluați proba de urină: 1 parte de urină și 4 părți de DILUANT DE URINĂ ISE. 2.- Efectuați măsurarea din secțiunea „Urina” și verificați valoarea corectă de diluție (implicit 1:05).
Cuidado: O reagente é para uso diagnóstico in vitro. O manuseio de amostras potencialmente infecciosas requer as precauções de trabalho usuais por parte do profissional.	Cuidado: O reagente é para uso diagnóstico in vitro. O manuseio de amostras potencialmente infecciosas requer as precauções de trabalho usuais por parte do profissional.
Valores esperados e resultado: Consulte os valores de referência do seu laboratório. As amostras podem exigir uma diluição diferente da diluição padrão.	Valori așteptate și rezultat: Consultați valorile de referință ale laboratorului dumneavoastră. Probele pot necesita o diluție diferită de diluția implicită.
Avisos: 1.- Estes produtos destinam-se ao uso em analisadores DIESTRO. 2.- Recomenda-se utilizar SOLUÇÃO DE LAVAGEM INTENSIVO IN 0400 após as amostras. Se o resultado de sódio for inferior ao esperado, faça uma lavagem com SODIUM CONDITIONING SOLUTION IN 0600. 3.- Utilização laboratorial profissional. 4.- Uso diagnóstico in vitro.	Avertizări: 1.- Aceste produse sunt destinate utilizării în analizoarele DIESTRO. 2.- Se recomandă utilizarea SOLUȚIEI DE SPĂLARE INTENSIVĂ ÎN 0400 ulterior la probe. Dacă rezultatul de sodiu este mai mic decât s-a așteptat, efectuați o spălare cu SOLUȚIE DE CONDIȚIONARE DE SODIU ÎN 0600. 3.- Utilizare profesională în laborator. 4.- Utilizarea diagnosticului in vitro.
Disposição: Os resíduos devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.	Eliminare: Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

ΣÍΜΒΟΛΟΣ / SYMBOLS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SYMBOLER / SYMBOLES / SIMBOLIAI / SÍMBOLOS / SIMBOLURI

	<p>Este producto cumple con los requerimientos previstos por el REGLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro". <i>This product complies with the requirements of the REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 for in vitro diagnostic medical devices.</i> Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Dette produkt oppfyller kravene i EUOPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/746 af 5. april 2017 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ce produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/746 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Šis produkts atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Acest produs respectă cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.</p>		<p>Representante autorizado en la Comunidad Europea. <i>Authorized representative in the European Union.</i> Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. . Représentant autorisé dans l'Union européenne. . Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje. Este produto cumpre as exigências do regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 2017 para dispositivos médicos in vitro diagnóstico.. Representante autorizado na União Europeia. . Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană.</p>
			<p>Uso diagnóstico in vitro. <i>In vitro diagnostic medical device.</i> In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή. . Bemyndiget repræsentant i Den Europæiske Union. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Dispositif médical de diagnostic in vitro. In vitro diagnostikos medicinos prietaisais. Dispositivo médico de diagnóstico in vitro. Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro.</p>
	<p>Fecha de vencimiento. <i>Use-by-date.</i> Χρήση κατά ημερομηνία. Χρήση κατά ημερομηνία. Brugsdato. Date limite de consommation. Naudojimo data. Utilizare după dată.</p>		<p>Límite de temperatura. <i>Temperature limit.</i> Όριο θερμοκρασίας. <i>Temperaturgrænse.</i> Limite de température. <i>Temperatūros riba.</i> Uso por data. <i>Limite de temperatura. Limita de temperatură</i></p>
	<p>Riesgo biológico. <i>Biohazard.</i> Βιολογικός κίνδυνος. <i>Biologisk farlige.</i> Danger biologique. <i>Biologinis pavojus.</i> Risco biológico. <i>Riscologic</i></p>		<p>Número de catálogo. <i>Catalogue number.</i> Αριθμός καταλόγου. <i>Katalognummer.</i> Numéro de catalogue. <i>Katalogo numeris.</i> Número do catálogo. <i>Numărul catalogului.</i></p>
	<p>Fabricante. <i>Manufacturer.</i> Βιομήχανος. <i>Fabrikant.</i> Fabricant. <i>Gamintojas</i> Fabricante. <i>Producător</i></p>		<p>Lote. <i>Batch code.</i> Κωδικός παρτίδας. <i>Batchcode</i> Code de lot. <i>Paketo kodas.</i> Código de lote. <i>Codul lotului</i></p>
	<p>Identificación única. <i>Unique device identifier.</i> Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής. <i>Unik enhed-sidentifikator.</i> Identificateur unique de l'appareil. <i>Unikalasis įrenginio identifikatorius.</i> Identificador de dispositivo único. <i>Identificator unic al dispozitivului.</i></p>		<p>Instrucciones de uso. <i>Instructions for use.</i> Οδηγίες χρήσης. <i>Instruktioner til brug.</i> Mode d'emploi. <i>Naudojimo instrukcijos.</i> Instruções de uso. <i>Instruțiuni de utilizare.</i></p>
	<p>Conexión Standard A del pack. <i>Pack's Standard A connection.</i> Σύνδεση Standard A του Pack. <i>Pack's Standard A-forbindelse.</i> Connexion standard A du pack. <i>Pack standartinis A ryšys.</i> Conexão padrão A do pack. <i>Conexiunea standard A a pachetului</i></p>		<p>Conexión Standard B del pack. <i>Pack's Standard B connection.</i> Σύνδεση Standard B του Pack. <i>Pack's Standard B-forbindelse.</i> Connexion standard B du pack. <i>Pack standartinis B ryšys.</i> Conexão padrão B do pack. <i>Conexiunea standard B a pachetului</i></p>
	<p>Conexión uChip del pack. <i>Pack's uChip connection.</i> Σύνδεση uChip του πακέτου. <i>Packs uChip-forbindelse.</i> Connexion uChip du pack. <i>Pack's uChip jungtis</i> Conexão uChip do pack. <i>Conexiunea uChip a pachetului</i></p>		<p>Solución de lavado intensivo. <i>Intensive cleaning solution.</i> Λύση εντατικού καθαρισμού. <i>Intensiv rengøringsløsning.</i> Solution de nettoyage intensif. <i>Intensyvaus valymo tirpalas.</i> Solução de limpeza intensiva. <i>Soluție de curățare intensivă</i></p>

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
 C/Horacio Lengo N°18,
 CP29006, Málaga-Spain
 Tel: +34 951 214 054
 E-Mail: info@cmcmmedicaldevices.com



JS Medicina Electrónica S.R.L.
 Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
 Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com
 Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matricula Nacional N°13104 - Matricula Provincial N°15964
 Industria Argentina / Made in Argentina
 Autorizado ANMAT PM 1108-2
 Uso profesional exclusivo.