

DIESTRO TRILEVEL

Soluciones de control de calidad // Quality control solutions

Nivel 1-2-3 Contenido: 3 niveles. Un gotero x 15 ml para cada nivel.
 Level 1-2-3 Contents: 3 Levels. One dropper x 15 ml for each level.

REF IN 0750

<p><u>Uso Previsto:</u> DIESTRO TRILEVEL está diseñado para ser utilizado como control de calidad en la determinaciones de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺.</p>	<p><u>Intended Use:</u> DIESTRO TRILEVEL is designed to be used as a quality control for Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ determinations.</p>
<p><u>Descripción del Producto:</u> Los controles DIESTRO TRILEVEL están disponibles en tres (3) niveles: Nivel 1: Valores bajos para Na⁺ - K⁺ - Li⁺ - Cl⁻; valores altos para Ca²⁺ (etiqueta roja). Nivel 2: Valores normales (Etiqueta amarilla) Nivel 3: Valores altos para Na⁺ - K⁺ - Li⁺ - Cl⁻; valores bajos para Ca²⁺ (Etiqueta azul)</p>	<p><u>Product Description:</u> TRILEVEL DIESTRO controls are available in three (3) levels: Level 1: Low values for Na⁺ - K⁺ - Li⁺ - Cl⁻; high values for Ca²⁺ (red label). Level 2: Normal Values (Yellow Label) Level 3: High values for Na⁺ - K⁺ - Li⁺ - Cl⁻ low values for Ca²⁺ (Blue label)</p>
<p><u>Componentes:</u> DIESTRO TRILEVEL, es una solución acuosa, no biológica de formulación especial que simula niveles de concentración de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ en plasma, suero y sangre entera humana. No contiene suero humano ni bovino.</p>	<p><u>Components:</u> DIESTRO TRILEVEL, is an aqueous, non-biological solution with a special formulation that simulates concentration levels of Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ in human plasma, serum and whole blood. Does not contain human or bovine serum.</p>
<p><u>Trazabilidad:</u> Solicitar información a JS Medicina Electrónica.</p>	<p><u>Traceability:</u> Request information to JS Medicina Electrónica.</p>
<p><u>Usuarios previstos:</u> Bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos y cualquier otro profesional afín según regulaciones de la UE y las específicas de cada país.</p>	<p><u>Intended users:</u> Biochemists, physicians, pharmacists, biologists, laboratory technicians, medical technologists and any other related professional according to EU and country specific regulations.</p>
<p><u>Conservación y manipulación:</u> Conservar los viales cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, entre 5 a 35 °C. Utilizar a temperatura ambiente. Una vez abierto, conservar bien cerrado entre 5-10°C.</p>	<p><u>Storage and Handling:</u> Keep the vials closed, without exceeding the expiration date, between 5 to 35 °C. Use at room temperature.</p>
<p><u>Instrucciones de uso:</u> 1.- Homogeneizar previamente cada vial. 2.- Dosificar en un tubo de ensayo una cantidad suficiente. 3.- Realizar las mediciones desde el tubo en el modo Control de Calidad, siguiendo las instrucciones en la pantalla. Puede consultar el Manual del operador del Analizador DIESTRO.</p>	<p><u>Instructions of use:</u> 1.- Homogenize each vial beforehand. 2.- Dose a sufficient quantity in a test tube. 3.- Take measurements from the tube in Quality Control mode, following the instructions on the screen. You can refer to the DIESTRO Analyzer Operator's Manual.</p>
<p><u>Advertencias:</u> 1.- No diluir el vial. 2.- No utilizar después de la fecha de vencimiento 3.- Estos productos están previstos para su uso como control de calidad y no deben usarse como patrones de calibración. 4.- Los valores informados sólo se aplican al lote indicado. 5.- Uso profesional de laboratorio. 6.- DIESTRO TRILEVEL es de uso <i>in vitro</i> y está destinado exclusivamente para analizadores DIESTRO. 7.- No utilizar tubos heparinizados para la dosificación de DIESTRO TRILEVEL ya que podrá interferir con los resultados.</p>	<p><u>Warnings:</u> 1.- Do not dilute the vial. 2.- Do not use after the expiration date 3.- These products are intended for use as quality control and should not be used as calibration standards. 4.- The reported values only apply to the lot indicated. 5.- Professional laboratory use. 6.- DIESTRO TRILEVEL is for <i>in vitro</i> use and is intended exclusively for DIESTRO analyzers. 7.- Do not use heparinized tubes for the dosage of DIESTRO TRILEVEL as it may interfere with the results.</p>
<p><u>Valores esperados y resultados:</u> Los valores informados son específicos del lote y representan el intervalo dentro del que se sitúan el 95% de los resultados medios en todos los analizadores DIESTRO.</p>	<p><u>Expected values and result:</u> The reported values are lot specific and represent the range within which 95% of the mean results fall on all DIESTRO analyzers.</p>
<p><u>Precaución:</u> No regresar el excedente de solución al frasco original. Los intervalos esperados para los tres (3) niveles de controles son específicos de cada lote. Asegúrese de que los números de lote de la hoja prospecto concuerdan con los del frasco de control de calidad.</p>	<p><u>Caution:</u> Do not return excess solution to the original bottle. The expected ranges for the three (3) levels of controls are lot specific. Make sure the lot numbers on the package insert agree with those on the quality control bottle.</p>
<p><u>Descarte:</u> Los residuos deben disponerse de acuerdo con las regulaciones locales.</p>	<p><u>Disposal:</u> Waste must be disposed of in accordance with local regulations.</p>

DIESTRO TRILEVEL

Λύσεις ποιοτικού ελέγχου // *Kvalitetskontrolløsninger*

Επίπεδο 1-2-3 Περιεχόμενα: 3 Επίπεδα. Ένα σταγονόμετρο x 15 ml για κάθε επίπεδο.

Niveau 1-2-3 Indhold: 3 Niveauer. En dråbeholder x 15 ml for hvert niveau.

REF IN 0750

<p>Προβλεπόμενη χρήση: Το DIESTRO TRILEVEL έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται ως ποιοτικός έλεγχος για προσδιορισμούς Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺.</p>	<p>Anvendelsesformål: <i>DIESTRO TRILEVEL er designet til at blive brugt som kvalitetskontrol for Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ bestemmelser.</i></p>
<p>Περιγραφή προϊόντος: Τα χειριστήρια TRILEVEL DIESTRO είναι διαθέσιμα σε τρία (3) επίπεδα: Επίπεδο 1: Χαμηλές τιμές για Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Li⁺; υψηλές τιμές για Ca²⁺ (κόκκινη ετικέτα). Επίπεδο 2: Κανονικές τιμές (κίτρινη ετικέτα) Επίπεδο 3: Υψηλές τιμές για Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Li⁺ χαμηλές τιμές για Ca²⁺ (Μπλε ετικέτα).</p>	<p>Produkt beskrivelse: <i>TRILEVEL DIESTRO-kontroller er tilgængelige i tre (3) niveauer: Niveau 1: Lave værdier for Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Li⁺; høje værdier for Ca²⁺ (rød etiket). Niveau 2: Normale værdier (gul etiket) Niveau 3: Høje værdier for Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Li⁺ lave værdier for Ca²⁺ (blå etiket).</i></p>
<p>Συστατικά: Το DIESTRO TRILEVEL, είναι ένα υδατικό, μη βιολογικό διάλυμα με ειδική σύνθεση που προσομοιώνει τα επίπεδα συγκέντρωσης Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ στο ανθρώπινο πλάσμα, στον ορό και στο πλήρες αίμα. Δεν περιέχει ανθρώπινο ή βόειο ορό.</p>	<p>Komponenter: <i>DIESTRO TRILEVEL, er en vandig, ikke-biologisk opløsning med en special formulering, der simulerer koncentrationsniveauer af Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ i humant plasma, serum og fuldblod. Indeholder ikke humant eller bovint serum.</i></p>
<p>Ιχνηλασιμότητα: Ζητήστε πληροφορίες στην JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Sporbarhed: <i>Anmod om oplysninger til JS Medicina Electrónica.</i></p>
<p>Προοριζόμενοι χρήστες: Βιοχημικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, τεχνικοί εργαστηρίων, ιατροτεχνολόγοι και οποιοσδήποτε άλλος σχετικός επαγγελματίας σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της ΕΕ και της χώρας.</p>	<p>Påtænkte brugere: <i>Biokemikere, læger, farmaceuter, biologer, laboratorieteknikere, medicinske teknologer og enhver anden relateret professionel i henhold til EU- og landespecifikke regler.</i></p>
<p>Αποθήκευση και χειρισμός: Διατηρείτε τα φιαλίδια κλειστά, χωρίς να υπερβείτε την ημερομηνία λήξης, μεταξύ 5 και 35 °C. Χρήση σε θερμοκρασία δωματίου.</p>	<p>Opbevaring og håndtering: <i>Hold hætteglassene lukket, uden at overskride udløbsdatoen, mellem 5 og 35 °C. Bruges ved stuetemperatur.</i></p>
<p>Οδηγίες χρήσης: 1.- Ομογενοποιήστε κάθε φιαλίδιο εκ των προτέρων. 2.- Δοσολογήστε επαρκή ποσότητα σε δοκιμαστικό σωλήνα. 3.- Λάβετε μετρήσεις από το σωλήνα σε λειτουργία Ποιοτικού Ελέγχου, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Μπορείτε να ανατρέξετε στο Εγχειρίδιο χειριστή του DIESTRO Analyzer.</p>	<p>Brugsanvisning: 1.- Homogeniser hvert hætteglas på forhånd. 2.- Dosér en tilstrækkelig mængde i et reagensglas. 3.- Tag målinger fra røret i kvalitetskontrolltilstand ved at følge instruktionerne på skærmen. <i>Du kan se betjeningsvejledningen til DIESTRO Analyzer.</i></p>
<p>Προειδοποιήσεις: 1.- Μην αραιώσετε το φιαλίδιο. 2.- Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης 3.- Αυτά τα προϊόντα προορίζονται για χρήση ως ποιοτικός έλεγχος και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρότυπα βαθμονόμησης. 4.- Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο για την παρτίδα που υποδεικνύεται. 5.- Επαγγελματική εργαστηριακή χρήση. 6.- Το DIESTRO TRILEVEL προορίζεται για χρήση in vitro και προορίζεται αποκλειστικά για αναλυτές DIESTRO. 7.- Μη χρησιμοποιείτε ηπαρισμένα σωληνάρια για τη δόση του DIESTRO TRILEVEL καθώς μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα.</p>	<p>Advarsler: 1.- Hætteglasset må ikke fortyndes. 2.- Må ikke bruges efter udløbsdatoen 3.- Disse produkter er beregnet til brug som kvalitetskontrol og bør ikke bruges som kalibreringsstandarder. 4.- De indberettede værdier gælder kun for det angivne parti. 5.- Professionel laboratoriebrug. 6.- DIESTRO TRILEVEL er til in vitro-brug og er udelukkende beregnet til DIESTRO-analysatorer. 7.- Brug ikke hepariniserede rør til dosering af DIESTRO TRILEVEL, da det kan interferere med resultaterne.</p>
<p>Αναμενόμενες τιμές και αποτέλεσμα: Οι αναφερόμενες τιμές είναι συγκεκριμένες για την παρτίδα και αντιπροσωπεύουν το εύρος εντός του οποίου το 95% των μέσων αποτελεσμάτων εμπίπτει σε όλους τους αναλυτές DIESTRO.</p>	<p>Forventede værdier og resultat: <i>De rapporterede værdier er partispecifikke og repræsenterer det område, inden for hvilket 95 % af middelresultaterne falder på alle DIESTRO-analysatorer.</i></p>
<p>Προσοχή: Μην επιστρέψετε την περίσσεια του διαλύματος στην αρχική φιάλη. Τα αναμενόμενα εύρη για τα τρία (3) επίπεδα των ελέγχων είναι συγκεκριμένα για παρτίδες. Βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί παρτίδας στο ένθετο συσκευασίας συμφωνούν με αυτούς της φιάλης ποιοτικού ελέγχου.</p>	<p>Advarsel: <i>Returner ikke overskydende opløsning til den originale flaske. De forventede områder for de tre (3) kontrolniveauer er partispecifikke. Sørg for, at partinumrene på indlægssedlen stemmer overens med dem på kvalitetskontrollflasken.</i></p>
<p>Διάθεση: Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>	<p>Bortskaffelse: <i>Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.</i></p>

Solutions de contrôle qualité // Kokybės kontrolės sprendimai

Niveau 1-2-3 Contenu : 3 niveaux. Un compte-gouttes x 15 ml pour chaque niveau.
1-2-3 lygis Turinys: 3 lygiai. Vienas lašintuvas x 15 ml kiekvienam lygiui.

REF IN 0750

















<p>Utilisation prévue : DIESTRO TRILEVEL est conçu pour être utilisé comme contrôle de qualité pour les déterminations de Na+ - K+ - Cl- - Ca2+ - Li+.</p>	<p>Paskirtis: DIESTRO TRILEVEL skirtas naudoti kaip Na+ - K+ - Cl- - Ca2+ - Li+ nustatymo kokybės kontrolė.</p>
<p>Description du produit: Les commandes TRILEVEL DIESTRO sont disponibles en trois (3) niveaux : Niveau 1 : Valeurs faibles pour Na+ - K+ - Cl- - Li+ ; valeurs élevées pour Ca2+ (étiquette rouge). Niveau 2 : valeurs normales (étiquette jaune) Niveau 3 : Valeurs élevées pour Na+ - K+ - Cl- - Li+ valeurs faibles pour Ca2+ (étiquette bleue)</p>	<p>Prekės aprašymas: TRILEVEL DIESTRO valdikliai yra trijų (3) lygių: 1 lygis: žemos Na+ - K+ - Cl- - Li+ vertės; didelės Ca2+ vertės (raudona etiketė). 2 lygis: normalios reikšmės (geltona etiketė) 3 lygis: didelės Na+ - K+ - Cl- - Li+ vertės žemos Ca2+ vertės (mėlyna etiketė).</p>
<p>Composants: DIESTRO TRILEVEL, est une solution aqueuse non biologique avec une formulation spéciale qui simule les niveaux de concentration de Na+ - K+ - Cl- - Ca2+ - Li+ dans le plasma humain, le sérum et le sang total. Ne contient pas de sérum humain ou bovin.</p>	<p>Komponentai: DIESTRO TRILEVEL – tai vandeninis, nebiologinis tirpalas, kurio specialiai formulė imituoja Na+ - K+ - Cl- - Ca2+ - Li+ koncentraciją žmogaus plazmoje, serume ir visame kraujyje. Sudėtyje nėra žmogaus ar galvijų serumo.</p>
<p>Tracabilité: Demander des informations à JS Medicina Electrónica.</p>	<p>Atsekamumas: Informacijos teirautis JS Medicina Electrónica</p>
<p>Utilisateurs visés : Biochimistes, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, technologues médicaux et tout autre professionnel connexe conformément aux réglementations spécifiques de l'UE et des pays.</p>	<p>Numatyti vartotojai: Biochemikai, gydytojai, vaistinininkai, biologai, laborantai, medicinos technologai ir bet kurie kiti susiję specialistai pagal ES ir šalies specifinius reglamentus.</p>
<p>Stockage et manutention : Conserver les flacons fermés, sans dépasser la date de péremption, entre 5 et 35 °C. Utiliser à température ambiante.</p>	<p>Sandėliavimas ir tvarkymas: Buteliukus laikykite uždarytus, nepasibaigus tinkamumo laikui, 5–35 °C temperatūroje. Naudoti kambario temperatūroje.</p>
<p>Mode d'emploi : 1.- Homogénéiser au préalable chaque flacon. 2.- Doser une quantité suffisante dans un tube à essai. 3.- Prenez des mesures à partir du tube en mode Contrôle Qualité, en suivant les instructions à l'écran. Vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation de l'analyseur DIESTRO.</p>	<p>Naudojimo instrukcijos: 1.- Iš anksto homogenizuokite kiekvieną buteliuką. 2.- Į mėgintuvėlį supilkite pakankamą kiekį. 3.- Atlikite matavimus iš vamzdelio kokybės kontrolės režimu, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Galite peržiūrėti DIESTRO analizatoriaus naudotojo vadovą.</p>
<p>Mises en garde: 1.- Ne pas diluer le flacon. 2.- Ne pas utiliser après la date de péremption 3.- Ces produits sont destinés à être utilisés comme contrôle de qualité et ne doivent pas être utilisés comme étalons d'étalonnage. 4.- Les valeurs rapportées ne s'appliquent qu'au lot indiqué. 5.- Utilisation professionnelle en laboratoire. 6.- DIESTRO TRILEVEL est à usage in vitro et est destiné exclusivement aux analyseurs DIESTRO. 7.- Ne pas utiliser de tubes héparinés pour le dosage de DIESTRO TRILEVEL car cela pourrait interférer avec les résultats.</p>	<p>Ispėjimai: 1.- Buteliuko neskiesti. 2.- Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui 3.- Šie gaminiai yra skirti naudoti kaip kokybės kontrolė ir neturėtų būti naudojami kaip kalibravimo standartai. 4.- Pateiktos vertės taikomos tik nurodytai partijai. 5.- Profesionalus naudojimas laboratorijoje. 6.- DIESTRO TRILEVEL yra skirtas naudoti in vitro ir yra skirtas tik DIESTRO analizatoriams. 7.- Nenaudokite heparinizuotų mėgintuvėlių DIESTRO TRILEVEL dozavimui, nes tai gali turėti įtakos rezultatams.</p>
<p>Valeurs attendues et résultat : Les valeurs rapportées sont spécifiques au lot et représentent la plage dans laquelle 95 % des résultats moyens se situent sur tous les analyseurs DIESTRO.</p>	<p>Numatomos vertės ir rezultatas: Pateiktos vertės yra konkrečios partijos ir atitinka intervalą, kuriame 95 % visų DIESTRO analizatorių vidutinių rezultatų patenka.</p>
<p>Mise en garde: Ne remettez pas l'excès de solution dans le flacon d'origine. Les plages attendues pour les trois (3) niveaux de contrôles sont spécifiques au lot. Assurez-vous que les numéros de lot sur la notice correspondent à ceux du flacon de contrôle qualité.</p>	<p>Atsargiai: Negrąžinkite tirpalo pertekliaus į originalų buteliuką. Numatyti trijų (3) valdiklių lygių diapazonai priklauso nuo partijos. Įsitikinkite, kad pakuotės lapelyje nurodyti partijos numeriai sutampa su numeriais ant kokybės kontrolės buteliuko.</p>
<p>Disposition: Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.</p>	<p>Šalinimas: Atliekos turi būti šalinamos laikantis vietinių taisyklių.</p>

Soluções de controle de qualidade // Soluții de control al calitatii

Nível 1-2-3 Conteúdo: 3 Níveis. Um conta-gotas x 15 ml para cada nível
Nivelul 1-2-3 Conținut: 3 niveluri. Un picurător x 15 ml pentru fiecare nivel.

REF IN 0750

<p><u>Uso pretendido:</u> DIESTRO TRILEVEL foi desenvolvido para ser usado como controle de qualidade para determinações de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺.</p>	<p><u>Utilizarea prevăzută:</u> DIESTRO TRILEVEL este conceput pentru a fi utilizat ca control al calității pentru determinările Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺.</p>
<p><u>Descrição do produto:</u> Os controles TRILEVEL DIESTRO estão disponíveis em três (3) níveis: Nível 1: Valores baixos para Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Li⁺; altos valores para Ca²⁺ (marca vermelha). Nível 2: Valores Normais (Etiqueta Amarela) Nível 3: Valores altos para Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Li⁺ valores baixos para Ca²⁺ (rótulo azul).</p>	<p><u>Descrierea produsului:</u> Comenzile TRILEVEL DIESTRO sunt disponibile în trei (3) niveluri: Nivelul 1: Valori scăzute pentru Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Li⁺; valori ridicate pentru Ca²⁺ (etichetă roșie). Nivelul 2: Valori normale (etichetă galbenă) Nivelul 3: Valori ridicate pentru Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Li⁺ valori scăzute pentru Ca²⁺ (etichetă albastră).</p>
<p><u>Componentes:</u> DIESTRO TRILEVEL, é uma solução aquosa não biológica com uma formulação especial que simula níveis de concentração de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ no plasma humano, soro e sangue total. Não contém soro humano ou bovino.</p>	<p><u>Componente:</u> DIESTRO TRILEVEL, este o soluție apoasă, non-biologică, cu o formulare specială care simulează nivelurile de concentrație de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ în plasma umană, ser și sânge integral. Nu conține ser uman sau bovin.</p>
<p><u>Rastreabilidade:</u> Solicite informações à JS Medicina Electrónica.</p>	<p><u>Trasabilitate:</u> Solicitați informații către JS Medicina Electrónica.</p>
<p><u>Usuários pretendidos:</u> Bioquímicos, médicos, farmacêuticos, biólogos, técnicos de laboratório, tecnólogos médicos e qualquer outro profissional relacionado de acordo com os regulamentos específicos da UE e do país.</p>	<p><u>Utilizatori vizati:</u> Biochimisti, medici, farmaciști, biologi, tehnicieni de laborator, tehnologi medicali și orice alt profesionist înrudit conform reglementărilor UE și specifice țării.</p>
<p><u>Armazenamento e Manuseio:</u> Manter os frascos fechados, sem ultrapassar o prazo de validade, entre 5 a 35 °C. Use em temperatura ambiente.</p>	<p><u>Depozitare și manipulare:</u> Păstrați flacoanele închise, fără a depăși data de expirare, între 5 și 35 °C. Utilizați la temperatura camerei.</p>
<p><u>Instruções de uso:</u> 1.- Homogeneizar previamente cada frasco. 2.- Dosear uma quantidade suficiente em um tubo de ensaio. 3.- Faça as medições do tubo no modo Controle de Qualidade, seguindo as instruções na tela. Você pode consultar o Manual do Operador do Analisador DIESTRO.</p>	<p><u>Instrucțiuni de utilizare:</u> 1.- Se omogenizeaza in prealabil fiecare flacon. 2.- Dozați o cantitate suficientă într-o eprubetă. 3.- Faceți măsurători din tub în modul Control de calitate, urmând instrucțiunile de pe ecran. Puteți consulta manualul de utilizare al analizorului DIESTRO.</p>
<p><u>Avisos:</u> 1.- Não diluir o frasco. 2.- Não use após a data de validade 3.- Estes produtos destinam-se ao uso como controle de qualidade e não devem ser usados como padrões de calibração. 4.- Os valores reportados aplicam-se apenas ao lote indicado. 5.- Utilização laboratorial profissional. 6.- DIESTRO TRILEVEL é para uso in vitro e destina-se exclusivamente aos analisadores DIESTRO. 7.- Não utilize tubos heparinizados para a dosagem de DIESTRO TRILEVEL, pois pode interferir nos resultados.</p>	<p><u>Avertizări:</u> 1.- Nu diluați flaconul. 2.- A nu se utiliza după data de expirare 3.- Aceste produse sunt destinate utilizării ca control al calității și nu trebuie utilizate ca standarde de calibrare. 4.- Valorile raportate se aplica doar lotului indicat. 5.- Utilizare profesională în laborator. 6.- DIESTRO TRILEVEL este pentru utilizare in vitro și este destinat exclusiv analizoarelor DIESTRO. 7.- Nu utilizați tuburi heparinizate pentru dozarea DIESTRO TRILEVEL deoarece poate interfera cu rezultatele.</p>
<p><u>Valores esperados e resultado:</u> Os valores relatados são específicos do lote e representam a faixa dentro da qual 95% dos resultados médios caem em todos os analisadores DIESTRO.</p>	<p><u>Valori așteptate și rezultat:</u> Valorile raportate sunt specifice lotului și reprezintă intervalul în care 95% din rezultatele medii se încadrează pe toate analizoarele DIESTRO.</p>
<p><u>Cuidado:</u> Não retorne o excesso de solução ao frasco original. Os intervalos esperados para os três (3) níveis de controles são específicos do lote. Certifique-se de que os números de lote no folheto informativo estão de acordo com os do frasco de controle de qualidade.</p>	<p><u>Prudentă:</u> Nu returnați excesul de soluție în flaconul original. Intervalele așteptate pentru cele trei (3) niveluri de controale sunt specifice lotului. Asigurați-vă că numerele de lot de pe prospect sunt în acord cu cele de pe sticla de control al calității.</p>
<p><u>Disposição:</u> Os resíduos devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.</p>	<p><u>Eliminare:</u> Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.</p>

	<p>Este producto cumple con los requerimientos previstos por el REGLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro". <i>This product complies with the requirements of the REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 for in vitro diagnostic medical devices. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Dette produkt opfylder kravene i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/746 af 5. april 2017 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ce produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/746 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Šis produkta atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Acest produs respectă cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.</i></p>		<p>Representante autorizado en la Comunidad Europea. <i>Authorized representative in the European Union. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Représentant autorisé dans l'Union européenne. Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje. Este produto cumpre as exigências do regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 2017 para dispositivos médicos in vitro diagnóstico.. Representante autorizado na União Europeia. Rezentant autorizat în Uniunea Europeană.</i></p>
			<p>Usó diagnóstico in vitro. <i>In vitro diagnostic medical device. In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή. Bemyndiget repræsentant i Den Europæiske Union. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Dispositif médical de diagnostic in vitro. In vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Dispositivo médico de diagnóstico in vitro. Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro.</i></p>
	<p>Fecha de vencimiento. <i>Use-by-date. Χρήση κατά ημερομηνία. Χρήση κατά ημερομηνία. Brugsdato. Date limite de consommation. Naudojimo data. Utilizare după dată.</i></p>		<p>Límite de temperatura. <i>Temperature limit. Όριο θερμοκρασίας. Temperaturgrænse. Limite de température. Temperatūros riba. Uso por data. Limite de temperatura. Limita de temperatură</i></p>
	<p>Riesgo biológico. <i>Biohazard. Βιολογικός κίνδυνος. Biologisk farlige. Danger biologique. Biologinis pavojus. Risco biológico. Risc biologic</i></p>		<p>Número de catálogo. <i>Catalogue number. Αριθμός καταλόγου. Katalognummer. Numéro de catalogue. Katalogo numeris. Número do catálogo. Numărul catalogului.</i></p>
	<p>Control. <i>Control. Ελεγχος. Styring. Contrôler. Kontrolé. Ao controle. Control</i></p>		
	<p>Fabricante. <i>Manufacturer. Βιομήχανος. Fabrikant. Fabricant. Gamintojas Fabricante. Producător</i></p>		<p>Lote. <i>Batch code. Κωδικός παρτίδας. BatchkodeCode de lot. Paketo kodas. Código de lote. Codul lotului</i></p>
	<p>Identificación única. <i>Unique device identifier. Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής. Unik enhedsidentifikator. Identificateur unique de l'appareil. Unikalusis įrenginio identifikatorius. Identificador de dispositivo único. Identificator unic al dispozitivului.</i></p>		<p>Instrucciones de uso. <i>Instructions for use. Οδηγίες χρήσης. Instruktioner til brug. Mode d'emploi. Naudojimo instrukcijos. Instruções de uso. Instrucțiuni de utilizare.</i></p>
	<p>Conexión Standard A del pack. <i>Pack's Standard A connection. Σύνδεση Standard A του Pack. Pack's Standard A-forbindelse. Connexion standard A du pack. Pack standartinis A ryšys. Conexão padrão A do pack. Conexiunea standard A a pachetului</i></p>		<p>Conexión Standard B del pack. <i>Pack's Standard B connection. Σύνδεση Standard B του Pack. Pack's Standard B-forbindelse. Connexion standard B du pack. Pack standartinis B ryšys. Conexão padrão B do pack. Conexiunea standard B a pachetului</i></p>
	<p>Conexión uChip del pack. <i>Pack's uChip connection. Σύνδεση uChip του πακέτου. Packs uChip-forbindelse. Connexion uChip du pack. Pack's uChip jungtis Conexão uChip do pack. Conexiunea uChip a pachetului</i></p>		<p>Solución de lavado intensivo. <i>Intensive cleaning solution. Λύση εντατικού καθαρισμού. Intensiv rengøringsløsning. Solution de nettoyage intensif. Intensyvaus valymo tirpalas. Solução de limpeza intensiva. Soluție de curățare intensivă</i></p>

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
 C/Horacio Lengua N°18,
 CP29006, Málaga-Spain
 Tel: +34 951 214 054
 E-Mail: info@cmcmmedicaldevices.com



JS Medicina Electrónica S.R.L.
 Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Buenos Aires - Argentina
 Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email:
 info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com
 DT: Farm. Marcelo Miranda - MNN°13104 - MP N°15964
 Industria Argentina / Made in Argentina
 Autorizado ANMAT PM 1108-2
 Uso profesional exclusivo.



www.diestroweb.com/en/download