

## TCO2 QC

**REF IN 0751**

<p><b>Uso Previsto:</b> El TCO2 QC está diseñado para ser utilizado como control de calidad en la determinación de TCO<sub>2</sub>. El TCO2 QC es de uso in vitro y está destinado exclusivamente para analizadores DIESTRO.</p>	<p><b>Intended Use:</b> TCO2 QC is designed to be used as a quality control in the determination of TCO<sub>2</sub>. TCO2 QC is for in vitro use and is intended exclusively for DIESTRO analyzers.</p>
<p><b>Descripción del Producto:</b> Los CONTROLES TCO2 QC están disponibles en tres (3) niveles: Nivel 1: Valores bajos Nivel 2: Valores normales Nivel 3: Valores altos</p>	<p><b>Product Description:</b> TCO2 QC controls are available in three (3) levels: Level 1: Low values Level 2: Normal Values Level 3: High Values</p>
<p><b>Componentes:</b> El TCO2 QC, es una solución acuosa, no biológica de formulación especial que simula niveles de concentración de TCO<sub>2</sub> en plasma, suero y sangre entera humana. No contiene suero humano ni bovino.</p>	<p><b>Components:</b> TCO2 QC is an aqueous, non-biological solution with a special formulation that simulates TCO<sub>2</sub> concentration levels in human plasma, serum and whole blood. Does not contain human or bovine serum.</p>
<p><b>Trazabilidad:</b> Solicitar información a JS Medicina Electrónica</p>	<p><b>Traceability:</b> Request information to JS Medicina Electrónica.</p>
<p><b>Usuarios previstos:</b> Bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos y cualquier otro profesional afín según regulaciones de la UE y las específicas de cada país.</p>	<p><b>Intended users:</b> Biochemists, physicians, pharmacists, biologists, laboratory technicians, medical technologists and any other related professional according to EU and country specific regulations.</p>
<p><b>Conservación y manipulación:</b> Conservar los viales cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, entre 5 a 35 °C. Utilizar a temperatura ambiente. Una vez abierto, conservar bien cerrado entre 5-10°C.</p>	<p><b>Storage and Handling:</b> Store the vials closed, without exceeding the expiration date, between 5 to 35 °C. Use at room temperature. Once opened, keep tightly closed between 5-10°C.</p>
<p><b>Instrucciones de uso:</b> 1.- Homogeneizar previamente cada vial. 2.- Dosificar en un tubo de ensayo una cantidad suficiente. 3.- Realizar las mediciones siguiendo las instrucciones en la pantalla. Puede consultar el Manual del operador del Analizador DIESTRO. Nota: No regresar el excedente de solución al frasco original.</p>	<p><b>Instructions of use:</b> 1.- Homogenize previously each vial. 2.- To dose in a test tube a sufficient quantity. 3.- Perform the measurements following the instructions on the screen. You can consult the DIESTRO Analyzer Operator's Manual. Note: Do not return the excess solution to the original vial.</p>
<p><b>Advertencias:</b> 1.- No diluir el vial. 2.- No utilizar después de la fecha de vencimiento. 3.- Estos productos están previstos para su uso como control de calidad y no deben usarse como patrones de calibración. 4.- Los valores informados sólo se aplican al lote indicado. 5.- Estos controles se utilizan como ayuda en la evaluación del rendimiento de la instrumentación para medir TCO<sub>2</sub> y no deben considerarse sustitutos de otros aspectos del control de calidad. 6.- Uso profesional de laboratorio. 7.- Uso diagnóstico <i>in vitro</i>.</p>	<p><b>Warnings:</b> 1.- Do not dilute the vial. 2.- Do not use after the expiration date. 3.- These products are intended for use as quality control and should not be utilized as calibration standards. 4.- The listed values apply only to the indicated lot numbers. 5.- These controls are used to aid in the evaluation of the performance of instrumentation for measuring TCO<sub>2</sub> and should not be considered as a substitute for other aspects of total quality control. 6.- Professional laboratory use. 7.- In vitro diagnostic use.</p>
<p><b>Valores esperados y resultados:</b> Los valores informados son específicos del lote y representan el intervalo dentro del que se sitúan el 95% de los resultados medios en todos los analizadores DIESTRO.</p>	<p><b>Expected values and result:</b> The values reported are batch specific and represent the range within which 95% of the average results fall on all DIESTRO analyzers.</p>
<p><b>Precaución:</b> Los intervalos esperados para los tres (3) niveles de controles son específicos de cada lote. Asegúrese de que los números de lote de la hoja prospecto concuerdan con los del frasco de control de calidad.</p>	<p><b>Caution:</b> The expected ranges for all 3 (three) levels of controls are lot specific. Make sure that the lot numbers on the insert sheet match those on the quality control flask.</p>
<p><b>Descarte:</b> Los residuos deben disponerse de acuerdo con las regulaciones locales.</p>	<p><b>Disposal:</b> Waste must be disposed of in accordance with local regulations.</p>

















## TCO2 QC

**REF** IN 0751

<p><b>Προβλεπόμενη χρήση:</b> Το TCO2 QC έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται ως ποιοτικός έλεγχος στον προσδιορισμό του TCO<sub>2</sub>. Το TCO<sub>2</sub> QC είναι για χρήση in vitro και προορίζεται αποκλειστικά για αναλυτές DIESTRO.</p>	<p><b>Anvendelsesformål:</b> TCO2 QC er designet til at blive brugt som kvalitetskontrol ved bestemmelse af TCO<sub>2</sub>. TCO<sub>2</sub> QC er til in vitro-brug og er udelukkende beregnet til DIESTRO-analysatorer.</p>
<p><b>Περιγραφή προϊόντος:</b> Τα χειριστήρια TCO2 QC είναι διαθέσιμα σε τρία (3) επίπεδα: Επίπεδο 1: Χαμηλές τιμές Επίπεδο 2: Κανονικές τιμές Επίπεδο 3: Υψηλές αξίες</p>	<p><b>Produkt beskrivelse:</b> TCO2 QC kontroller er tilgængelige i tre (3) niveauer: Niveau 1: Lave værdier Niveau 2: Normale værdier Niveau 3: Høje værdier</p>
<p><b>Συστατικά:</b> Το TCO2 QC είναι ένα υδατικό, μη βιολογικό διάλυμα με ειδική σύνθεση που προσομοιώνει τα επίπεδα συγκέντρωσης TCO<sub>2</sub> στο ανθρώπινο πλάσμα, στον ορό και στο πλήρες αίμα. Δεν περιέχει ανθρώπινο ή βόειο ορό.</p>	<p><b>Komponenter:</b> TCO2 QC er en vandig, ikke-biologisk opløsning med en speciel formulering, der simulerer TCO<sub>2</sub>-koncentrationsniveauer i humant plasma, serum og fuldblod. Indeholder ikke humant eller bovin serum..</p>
<p><b>Ικνηλασιμότητα:</b> Ζητήστε πληροφορίες στην JS Medicina Electrónica.</p>	<p><b>Sporbarhed:</b> Anmod om oplysninger til JS Medicina Electrónica</p>
<p><b>Προοριζόμενοι χρήστες:</b> Βιοχημικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, τεχνικοί εργαστηρίων, ιατροτεχνολόγοι και οποιοσδήποτε άλλος σχετικός επαγγελματίας σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της ΕΕ και της χώρας.</p>	<p><b>Påttænkte brugere:</b> Biokemikere, læger, farmaceuter, biologer, laboratorieteknikere, medicinske teknologer og enhver anden relateret professionel i henhold til EU- og landespecifikke regler.</p>
<p><b>Αποθήκευση και χειρισμός:</b> Φυλάσσετε τα φιαλίδια κλειστά, χωρίς να υπερβείτε την ημερομηνία λήξης, μεταξύ 5 και 35 °C. Χρήση σε θερμοκρασία δωματίου. Αφού ανοιχτεί, κρατήστε το καλά κλεισμένο μεταξύ 5-10°C.</p>	<p><b>Opbevaring og håndtering:</b> Opbevar hætteglassene lukket, uden at udløbsdatoen overskrides, mellem 5 og 35 °C. Bruges ved stuetemperatur. Når den er åbnet, skal den holdes tæt lukket mellem 5-10°C.</p>
<p><b>Οδηγίες χρήσης:</b> 1.- Ομογενοποιήστε προηγουμένως κάθε φιαλίδιο. 2.- Να δοσολογηθεί σε δοκιμαστικό σωλήνα επαρκή ποσότητα. 3.- Εκτελέστε τις μετρήσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο χειριστή του DIESTRO Analyzer. Σημείωση: Μην επιστρέψετε την περίσσεια του διαλύματος στο αρχικό φιαλίδιο.</p>	<p><b>Brugsanvisning:</b> 1.- Homogeniser tidligere hvert hætteglas. 2.- At dosere en tilstrækkelig mængde i et reagensglas. 3.- Udfør målingerne ved at følge instruktionerne på skærmen. Du kan konsultere betjeningsvejledningen til DIESTRO Analyzer. Bemærk: Returner ikke den overskydende opløsning til det originale hætteglas.</p>
<p><b>Προειδοποιήσεις:</b> 1.- Μην αραιώσετε το φιαλίδιο. 2.- Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης. 3.- Αυτά τα προϊόντα προορίζονται για χρήση ως ποιοτικός έλεγχος και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρότυπα βαθμονόμησης. 4.- Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για τους αναφερόμενους αριθμούς παρτίδας. 5.- Αυτοί οι έλεγχοι χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της απόδοσης των οργάνων για τη μέτρηση του TCO<sub>2</sub> και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο για άλλες πτυχές του ολικού ποιοτικού ελέγχου. 6.- Επαγγελματική εργαστηριακή χρήση. 7.- Διαγνωστική χρήση in vitro.</p>	<p><b>Advarsler:</b> 1.- Hætteglasset må ikke fortyndes. 2.- Må ikke bruges efter udløbsdatoen. 3.- Disse produkter er beregnet til brug som kvalitetskontrol og bør ikke bruges som kalibreringsstandarder. 4.- De anførte værdier gælder kun for de angivne partinumre. 5.- Disse kontroller bruges til at hjælpe med at evaluere ydeevnen af instrumenter til måling af TCO<sub>2</sub> og bør ikke betragtes som en erstatning for andre aspekter af total kvalitetskontrol. 6.- Professionel laboratoriebrug. 7.- In vitro diagnostisk brug.</p>
<p><b>Αναμενόμενες τιμές και αποτέλεσμα:</b> Οι τιμές που αναφέρονται είναι συγκεκριμένες για παρτίδες και αντιπροσωπεύουν το εύρος εντός του οποίου το 95% των μέσων αποτελεσμάτων εμπίπτει σε όλους τους αναλυτές DIESTRO.</p>	<p><b>Forventede værdier og resultat:</b> De rapporterede værdier er batchspecifikke og repræsenterer det område, inden for hvilket 95 % af de gennemsnitlige resultater falder på alle DIESTRO-analysatorer.</p>
<p><b>Προσοχή:</b> Τα αναμενόμενα εύρη και για τα 3 (τρία) επίπεδα των στοιχείων ελέγχου είναι συγκεκριμένα για παρτίδες. Βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί παρτίδας στο ένθετο φύλλο ταιριάζουν με αυτούς στη φιάλη ποιοτικού ελέγχου.</p>	<p><b>Advarsel:</b> De forventede intervaller for alle 3 (tre) niveauer af kontroller er partispecifikke. Sørg for, at partinumrene på indstikskarket stemmer overens med dem på kvalitetskontrolkolben.</p>
<p><b>Διάθεση:</b> Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>	<p><b>Bortskaffelse:</b> Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.</p>

<p><b>Utilisation prévue :</b> TCO2 QC est conçu pour être utilisé comme contrôle qualité dans la détermination du TCO<sub>2</sub>. TCO<sub>2</sub> QC est destiné à une utilisation in vitro et est exclusivement destiné aux analyseurs DIESTRO.</p>	<p><b>Paskirtis:</b> TCO2 QC sukurtas naudoti kaip kokybės kontrolė nustatant TCO<sub>2</sub>. TCO<sub>2</sub> QC skirtas naudoti in vitro ir yra skirtas tik DIESTRO analizatoriams.</p>
<p><b>Description du produit:</b> Les commandes TCO2 QC sont disponibles en trois (3) niveaux : Niveau 1 : Valeurs faibles Niveau 2 : valeurs normales Niveau 3 : Valeurs élevées</p>	<p><b>Prekės aprašymas:</b> TCO2 QC valdikliai yra trijų (3) lygių: 1 lygis: žemos vertės 2 lygis: normalios reikšmės 3 lygis: didelės vertės</p>
<p><b>Composants:</b> TCO2 QC est une solution aqueuse non biologique avec une formulation spéciale qui simule les niveaux de concentration de TCO<sub>2</sub> dans le plasma, le sérum et le sang total humains. Ne contient pas de sérum humain ou bovin.</p>	<p><b>Komponentai:</b> TCO2 QC yra vandeninis, nebiologinis tirpalas, kurio speciali formulė imituoja TCO<sub>2</sub> koncentracijos lygius žmogaus plazmoje, serume ir visame kraujyje. Sudėtyje nėra žmogaus ar galvijų serumo.</p>
<p><b>Traçabilité:</b> Demander des informations à JS Medicina Electrónica.</p>	<p><b>Atsekamumas:</b> Informacijos teirautis JS Medicina Electrónica.</p>
<p><b>Utilisateurs visés :</b> Biochimistes, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, technologues médicaux et tout autre professionnel connexe conformément aux réglementations spécifiques de l'UE et des pays.</p>	<p><b>Numatyti vartotojai:</b> Biochemikai, gydytojai, vaistininkai, biologai, laborantai, medicinos technologai ir bet kurie kiti susiję specialistai pagal ES ir šalies specifinius reglamentus.</p>
<p><b>Stockage et manipulation :</b> Conserver les flacons fermés, sans dépasser la date de péremption, entre 5 et 35 °C. Utiliser à température ambiante. Une fois ouvert, conserver hermétiquement fermé entre 5 et 10°C.</p>	<p><b>Sandėliavimas ir tvarkymas:</b> Buteliukus laikykite uždarytus, nepasibaigus tinkamumo laikui, 5–35 °C temperatūroje. Naudoti kambario temperatūroje. Atidarius laikyti sandariai uždarytą 5-10°C temperatūroje.</p>
<p><b>Instructions d'utilisation :</b> 1.- Homogénéiser préalablement chaque flacon. 2.- Doser dans un tube à essai une quantité suffisante. 3.- Effectuez les mesures en suivant les instructions à l'écran. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de l'analyseur DIESTRO. Remarque : Ne remettez pas l'excès de solution dans le flacon d'origine.</p>	<p><b>Naudojimo instrukcijos:</b> 1.- Iš anksto homogenizuokite kiekvieną buteliuką. 2.- Suleisti į mėgintuvėlį pakankamą kiekį. 3.- Atlikite matavimus vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Galite peržiūrėti DIESTRO analizatoriaus naudotojo vadovą. Pastaba: negrąžinkite tirpalo pertekliaus į originalų buteliuką.</p>
<p><b>Précaution:</b> 1.- Ne pas diluer le flacon. 2.- Ne pas utiliser après la date de péremption. 3.- Ces produits sont destinés à être utilisés comme contrôle de qualité et ne doivent pas être utilisés comme étalons d'étalonnage. 4.- Les valeurs indiquées s'appliquent uniquement aux numéros de lot indiqués. 5.- Ces contrôles sont utilisés pour aider à l'évaluation des performances des instruments de mesure du TCO<sub>2</sub> et ne doivent pas être considérés comme un substitut à d'autres aspects du contrôle de la qualité totale. 6.- Utilisation professionnelle en laboratoire. 7.- Utilisation diagnostique in vitro.</p>	<p><b>Ispėjimai:</b> 1 1.- Buteliuko neskiesti. 2.- Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui. 3.- Šie gaminiai yra skirti naudoti kaip kokybės kontrolė ir neturėtų būti naudojami kaip kalibravimo standartai. 4.- Išvardytos vertės taikomos tik nurodytiems partijų numeriams. 5. Šios kontrolės priemonės naudojamos siekiant padėti įvertinti TCO<sub>2</sub> matavimo prietaisų veikimą ir neturėtų būti laikomos kitų bendros kokybės kontrolės aspektų pakaitalu. 6.- Profesionalus naudojimas laboratorijoje. 7.- In vitro diagnostikos naudojimas.</p>
<p><b>Valeurs attendues et résultat :</b> Les valeurs rapportées sont spécifiques au lot et représentent la plage dans laquelle 95 % des résultats moyens se situent sur tous les analyseurs DIESTRO.</p>	<p><b>Numatomos vertės ir rezultatas:</b> Pateiktos vertės yra konkrečios partijos ir atitinka intervalą, kuriame 95 % visų DIESTRO analizatorių vidutinių rezultatų patenka.</p>
<p><b>Mise en garde::</b> Les plages attendues pour les 3 (trois) niveaux de contrôles sont spécifiques au lot. Assurez-vous que les numéros de lot sur la feuille d'insertion correspondent à ceux sur le flacon de contrôle de qualité.</p>	<p><b>Atsargiai:</b> Numatyti visų 3 (trijų) valdiklių lygių diapazonai priklauso nuo partijos. Įsitinkite, kad partijos numeriai įterpimo lape sutampa su kokybės kontrolės kolboje esančiais numeriais.</p>
<p><b>Disposition:</b> Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.</p>	<p><b>Šalinimas:</b> Išmeskite rinkinį laikydamiesi vietinių taisyklių.</p>

<p><b>Uso Previsto:</b> DIESTRO TCO2 QC foi projetado para ser usado como controle de qualidade na determinação de TCO2. DIESTRO TCO2 QC é para uso in vitro e destina-se exclusivamente a analisadores DIESTRO.</p>	<p><b>Utilizarea prevăzută:</b> DIESTRO TCO2 QC este conceput pentru a fi utilizat ca control al calității în determinarea TCO2. DIESTRO TCO2 QC este pentru utilizare in vitro și este destinat exclusiv analizoarelor DIESTRO.</p>
<p><b>Descrição do produto:</b> Os controles DIESTRO TCO2 CQ estão disponíveis em três (3) níveis: Nível 1: Valores baixos Nível 2: Valores normais Nível 3: Valores Altos</p>	<p><b>Descrierea produsului:</b> Comenzile DIESTRO TCO2 CQ sunt disponibile în trei (3) niveluri: Nivelul 1: Valori scăzute Nivelul 2: Valori normale Nivelul 3: Valori ridicate</p>
<p><b>Componentes:</b> DIESTRO TCO2 QC é uma solução aquosa não biológica com uma formulação especial que simula os níveis de concentração de TCO2 no plasma humano, soro e sangue total. Não contém soro humano ou bovino.</p>	<p><b>Componente:</b> DIESTRO TCO2 QC este o soluție apoasă, non-biologică, cu o formulă specială care simulează nivelurile concentrației de TCO2 în plasma umană, ser și sânge integral. Nu contine ser uman sau bovin..</p>
<p><b>Rastreabilidade:</b> Solicite informações à JS Medicina Electrónica</p>	<p><b>Trasabilitate:</b> Solicitați informații către JS Medicina Electrónica.</p>
<p><b>Usuários pretendidos:</b> Bioquímicos, médicos, farmacêuticos, biólogos, técnicos de laboratório, tecnólogos médicos e qualquer outro profissional relacionado de acordo com os regulamentos específicos da UE e do país.</p>	<p><b>Utilizatori vizati:</b> Biochimisti, medici, farmaciști, biologi, tehnicienii de laborator, tehnologi medicali și orice alt profesionist înrudit conform reglementărilor UE și specifice țării.</p>
<p><b>Armazenamento e Manipulação:</b> Armazenar os frascos fechados, sem ultrapassar o prazo de validade, entre 5 a 35 °C. Use em temperatura ambiente. Depois de aberto, manter bem fechado entre 5-10°C.</p>	<p><b>Depozitare și manipulare:</b> A se păstra flacoanele închise, fără a depăși data de expirare, între 5 și 35 °C. Utilizați la temperatura camerei. Odată deschis, se păstrează ermetic închis între 5-10°C.</p>
<p><b>Instruções de utilização:</b> 1.- Homogeneizar previamente cada frasco. 2.- Dosar em um tubo de ensaio uma quantidade suficiente. 3.- Realize as medições seguindo as instruções na tela. Você pode consultar o Manual do Operador do Analisador DIESTRO. Nota: Não devolva o excesso de solução ao frasco original.</p>	<p><b>Instrucțiuni de utilizare:</b> 1.- Se omogenizeaza în prealabil fiecare flacon. 2.- A doza într-o eprubetă o cantitate suficientă. 3.- Efectuați măsurătorile urmând instrucțiunile de pe ecran. Puteți consulta manualul de utilizare al analizorului DIESTRO. Notă: Nu returnați excesul de soluție în flaconul original.</p>
<p><b>Cuidado:</b> 1.- Não diluir o frasco. 2.- Não utilizar após o prazo de validade. 3.- Estes produtos destinam-se ao uso como controle de qualidade e não devem ser utilizados como padrões de calibração. 4.- Os valores indicados aplicam-se apenas aos números de lote indicados. 5.-Esses controles são usados para auxiliar na avaliação do desempenho da instrumentação para medição de TCO2 e não devem ser considerados como substitutos para outros aspectos do controle de qualidade total. 6.- Utilização laboratorial profissional. 7.- Uso diagnóstico in vitro.</p>	<p><b>Precauție:</b> 1.- Nu diluați flaconul. 2.- A nu se utiliza după data de expirare. 3.- Aceste produse sunt destinate utilizării ca control al calității și nu trebuie utilizate ca standarde de calibrare. 4.- Valorile enumerate se aplică numai numerelor de lot indicate. 5.-Aceste controale sunt utilizate pentru a ajuta la evaluarea performanței instrumentelor de măsurare a TCO2 și nu trebuie considerate ca un substitut pentru alte aspecte ale controlului total al calității. 6.- Utilizare profesională în laborator. 7.- Utilizarea diagnosticului in vitro.</p>
<p><b>Valores e resultado esperados:</b> Os valores relatados são específicos do lote e representam o intervalo dentro do qual 95% dos resultados médios caem em todos os analisadores DIESTRO.</p>	<p><b>Valori așteptate și rezultat:</b> Valorile raportate sunt specifice lotului și reprezintă intervalul în care 95% din rezultatele medii se încadrează pe toate analizoarele DIESTRO.</p>
<p><b>Advertências:</b> Os intervalos esperados para todos os 3 (três) níveis de controles são específicos do lote. Certifique-se de que os números de lote na folha de inserção correspondem aos do frasco de controle de qualidade.</p>	<p><b>Avertizări:</b> Intervalele așteptate pentru toate cele 3 (trei) niveluri de controale sunt specifice lotului. Asigurați-vă că numerele de lot de pe foaia de inserție se potrivesc cu cele de pe balonul de control al calității.</p>
<p><b>Descarte:</b> Descarte o Kit de acordo com os regulamentos locais.</p>	<p><b>Eliminare:</b> Aruncați trusa în conformitate cu reglementările locale.</p>

	<p>Este producto cumple con los requerimientos previstos por el REGLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro". <i>This product complies with the requirements of the REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 for in vitro diagnostic medical devices. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Dette produkt oppfyller kravene i EUOPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/746 af 5. april 2017 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ce produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/746 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Šis produktas atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Acest produs respectă cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.</i></p>		<p>Representante autorizado en la Comunidad Europea. <i>Authorized representative in the European Union. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. . Représentant autorisé dans l'Union européenne. . Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje. Este produto cumpre as exigências do regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Abril de 2017 para dispositivos médicos in vitro diagnóstico. . Representante autorizado na União Europeia. . Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană.</i></p>
			<p>Uso diagnóstico in vitro. <i>In vitro diagnostic medical device. In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή. . Bemyndiget repræsentant i Den Europæiske Union. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Dispositif médical de diagnostic in vitro. In vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Dispositivo médico de diagnóstico in vitro. Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro.</i></p>
	<p>Fecha de vencimiento. <i>Use-by-date. Χρήση κατά ημερομηνία. Χρήση κατά ημερομηνία. Brugsdato. Date limite de consommation. Naudojimo data. Utilizare după dată.</i></p>		<p>Límite de temperatura. <i>Temperature limit. Όριο θερμοκρασίας. Temperaturgrænse. Limite de température. Temperatūros riba. Uso por data. Limite de temperatura. Limita de temperatură</i></p>
	<p>Riesgo biológico. <i>Biohazard. Βιολογικός κίνδυνος. Biologisk farlige. Danger biologique. Biologinis pavojus. Risco biológico. Risc biologic</i></p>		<p>Número de catálogo. <i>Catalogue number. Αριθμός καταλόγου. Katalognummer. Numéro de catalogue. Katalogo numeris. Número do catálogo. Numărul catalogului.</i></p>
	<p>Control. <i>Control. Έλεγχος. Styring. Contrôler. Kontrolé. Ao controle. Control</i></p>		
	<p>Fabricante. <i>Manufacturer. Βιομήχανος. Fabrikant. Fabricant. Gamintojas Fabricante. Producător</i></p>		<p>Lote. <i>Batch code. Κωδικός παρτίδας. BatchcodeCode de lot. Paketo kodas. Código de lote. Codul lotului</i></p>
	<p>Identificación única. <i>Unique device identifier. Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής. Unik enhedsidentifikator. Identificateur unique de l'appareil. Unikalusis įrenginio identifikatorius. Identificador de dispositivo único. Identificator unic al dispozitivului.</i></p>		<p>Instrucciones de uso. <i>Instructions for use. Οδηγίες χρήσης. Instruktioener til brug. Mode d'emploi. Naudojimo instrukcijos. Instruções de uso. Instrucțiuni de utilizare.</i></p>
	<p>Conexión Standard A del pack. <i>Pack's Standard A connection. Σύνδεση Standard A του Pack. Pack's Standard A-forbindelse. Connexion standard A du pack. Pack standartinis A ryšys. Conexão padrão A do pack. Conexiunea standard A a pachetului</i></p>		<p>Conexión Standard B del pack. <i>Pack's Standard B connection. Σύνδεση Standard B του Pack. Pack's Standard B-forbindelse. Connexion standard B du pack. Pack standartinis B ryšys. Conexão padrão B do pack. Conexiunea standard B a pachetului</i></p>
	<p>Conexión uChip del pack. <i>Pack's uChip connection. Σύνδεση uChip του πακέτου. Packs uChip-forbindelse. Connexion uChip du pack. Pack's uChip jungtis Conexão uChip do pack. Conexiunea uChip a pachetului</i></p>		<p>Solución de lavado intensivo. <i>Intensive cleaning solution. Λύση εντατικού καθαρισμού. Intensiv rengøringsløsning. Solution de nettoyage intensif. Intensyvaus valymo tirpalas. Solução de limpeza intensiva. Soluție de curățare intensivă</i></p>

EC REP

**CMC Medical Devices & Drugs S.L.**  
 C/Horacio Lengo N°18,  
 CP29006, Málaga-Spain  
 Tel: +34 951 214 054  
 E-Mail: info@cmcmmedicaldevices.com



[www.diestroweb.com/en/download](http://www.diestroweb.com/en/download)



**JS Medicina Electrónica S.R.L.**

Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina  
 Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com  
 DT: Farm. Marcelo Miranda - MN N°13104 - MP N°15964  
 Industria Argentina / Made in Argentina  
 Uso profesional exclusivo.