



DIESTRO TRILEVEL
Soluciones de control de calidad
Quality control solutions

REF IN 0750

Contenido: 3 niveles. Un gotero x 15 ml para cada nivel.

Contents: 3 Levels. One dropper x 15 ml for each level.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</div> 027  08/2024	Analizador / Analyzer	Na⁺ mmol/L	K⁺ mmol/L	Cl⁻ mmol/L	Ca⁺⁺ mmol/L	Li⁺ mmol/L
Nivel / Level 1	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A / 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	112.0 - 124.0	1.70 - 2.30	73.6 - 85.6	1.36 - 1.66	0.22 - 0.36
Nivel / Level 2	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A / 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	133.7 - 143.7	3.51 - 4.51	93.0 - 105.0	0.91 - 1.11	0.82 - 1.18
Nivel / Level 3	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A / 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	149.4 - 161.4	7.34 - 8.54	111.8 - 123.8	0.42 - 0.58	1.21 - 1.81



CONTROL

IVD



diestroweb.com/en/download

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo N°18, CP29006,
Málaga-Spain



JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina

Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina
Autorizado ANMAT PM 1108-2
Uso exclusivo profesional.