



**DIESTRO TRILEVEL**  
**Soluciones de control de calidad**  
**Quality control solutions**

REF **IN 0750**

Contenido: 3 niveles. Un gotero x 15 ml para cada nivel.

Contents: 3 Levels. One dropper x 15 ml for each level.

LOT <b>030</b>  <b>12/2027</b>	Analizador / Analyzer	Na+ mmol/L	K+ mmol/L	Cl- mmol/L	Ca++ mmol/L	Li+ mmol/L
<b>Nivel / Level 1</b>	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A/ 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	114.9 –126.9	1.77 – 2.37	75.6 – 87.6	1.36 – 1.66	0.22 – 0.36
<b>Nivel / Level 2</b>	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A/ 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	134.6 –144.6	3.48 – 4.48	94.8 – 106.8	0.90 – 1.10	0.81 – 1.17
<b>Nivel / Level 3</b>	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A/ 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	153.5 –165.5	7.38 – 8.58	113.5 - 125.5	0.43 – 0.59	1.18 – 1.78



CONTROL

IVD



[diestroweb.com/en/download](http://diestroweb.com/en/download)

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo N°18, CP29006,  
Málaga-Spain



**JS Medicina Electrónica S.R.L.**  
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina

Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: [info@diestroweb.com.ar](mailto:info@diestroweb.com.ar) - Web: [www.diestroweb.com](http://www.diestroweb.com)  
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964  
Industria Argentina / Made in Argentina  
Autorizado ANMAT PM 1108-2  
Uso exclusivo profesional.

