

DIESTRO TRILEVEL


Soluciones de control de calidad

Quality control solutions

REF IN 0750

Contenido: 3 niveles. Un gotero x 15 ml para cada nivel.
Contents: 3 Levels. One dropper x 15 ml for each level.

LOT 031 12/2028	Analizador / Analyzer	Na+ mmol/L	K+ mmol/L	Cl- mmol/L	Ca++ mmol/L	Li+ mmol/L
Nivel / Level 1	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A/ 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	113.5 – 125.5	1.77 – 2.37	75.3 – 87.3	1.37 – 1.67	0.23 – 0.37
Nivel / Level 2	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A/ 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	134.1 – 144.1	3.48 – 4.48	93.5 – 105.5	0.92 – 1.12	0.85 – 1.21
Nivel / Level 3	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A/ 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	153.4 – 165.4	7.25 – 8.45	114.7 – 126.7	0.38 – 0.54	1.17 – 1.77



CONTROL

IVD



diestroweb.com/en/download

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo N°18, CP29006,
Málaga-Spain



JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina

Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina
Autorizado ANMAT PM 1108-2
Uso exclusivo profesional.

